
Nunc™ Platten (Fortsetzung)

UpCell® Nunc™ transparente Platten und Mikrotiterplatten





Entwickelt, um eine schnelle Dissoziation der Zellen von der Oberfläche durch eine einfache Temperaturänderung zu ermöglichen.

- **Keine Trypsinierung: Oberflächenproteine und Antigene bleiben erhalten**
- **Keine Verwendung von Schabern: gute Lebensfähigkeit der Zellen**
- **6-Well-Platten mit Trägermembranen, die die Sammlung von Zellblättern und die Erstellung von 3D-Gewebsmodellen ermöglichen**
- **Mit Deckel**

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056711	6	Flach	Upcell	1	6	397,40 -
056710	12	Flach	Upcell	1	6	397,40 -
056709	24	Flach	Upcell	1	6	398,90 -
056708	48	Flach	Upcell	1	6	400,40 -
056707	96	Flach	Upcell	1	8	526,45 -

Schwarze und weiße Nunc™ Mikrotiterplatten



Nunc™ schwarze Mikrotiterplatten

- **Empfohlen für Fluoreszenzmessungen**
- **Streut das Licht und reduziert den Hintergrundlärm**
- **Kundenspezifische Barcodes verfügbar**


Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055210	96	Flach - Schwarz	TC	1	50	340,50 -
055212	96	Flach - Schwarz	TC	10	160	989,30 -

Nunc™ weiße Mikrotiterplatten

- **Empfohlen für Lumineszenzmessungen**
- **Mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz**
- **Kundenspezifische Barcodes verfügbar**

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055211	96	Flach - Weiß	TC	1	50	340,50 -
055213	96	Flach - Weiß	TC	10	160	991,80 -

TPP® Multiwell Transparente Platten und Mikrotiterplatten



- **Aus Polystyrol**
- **Steril**
- **Gelbe seitliche Beschriftungsfläche**
- **Alphanumerische Kennzeichnung**
- **Perfekt flacher Boden, ideal für die Mikroskopie**

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
992106	6	Flach	TC	1	42	172 -
009206	6	Flach	TC	1	126	294 -
009207B	6	Flach	TC	4	72	150 -
992112	12	Flach	TC	1	42	175,10 -
109212	12	Flach	TC	1	126	294 -
092412B	12	Flach	TC	4	72	150 -
992124	24	Flach	TC	1	42	184,10 -
009224	24	Flach	TC	1	126	294 -
092424B	24	Flach	TC	4	72	150 -
992148	24	Flach	TC	1	42	186,05 -
192048	48	Flach	TC	1	126	294 -
192448	48	Flach	TC	4	72	150 -
992196	96	Flach	TC	1	54	130 -
009296	96	Flach	TC	1	162	370 -
092696B	96	Flach	TC	6	108	217 -
992197	96	Rund	TC	1	54	130 -
009297	96	Rund	TC	1	162	370 -
092697B	96	Rund	TC	6	108	217 -