
CELLCOAT® Greiner Bio-One Multiwell beschichtete Platten und Mikrotiterplatten

CELLCOAT®-Beschichtungen sind perfekt geeignet für Primärzellen, empfindliche Zelllinien oder alle Zellen, die unter Stress stehen (kein Serum, Transfektion, zahlreiche Waschvorgänge usw.)
Außerdem ermöglichen sie bei bestimmten Zellen eine bessere Differenzierung.

- **Gebrauchsfertig**
- **Nicht-zytotoxisch**
- **Poly-Lysin und Kollagen I, lagerfähig bei Raumtemperatur**
- **Strenge Kontrolle der Rohstoffe, gleichbleibende Qualität**



CELLCOAT® transparente Multiwell-Platten und Mikrotiterplatten

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
657950	6	Flach	Kollagen I	5	50	AA -
657940	6	Flach	Poly-D-Lysin	5	50	AA -
657930	6	Flach	Poly-L-Lysin	5	50	AA -
657910	6	Flach	Laminin	1	5	AA -
657920	6	Flach	Fibronectin	1	5	AA -
662950	24	Flach	Kollagen I	5	50	AA -
662910	24	Flach	Laminin	1	5	AA -
662920	24	Flach	Fibronectin	1	5	AA -
662940	24	Flach	Poly-D-Lysin	5	50	AA -
662930	24	Flach	Poly-L-Lysin	5	50	AA -
655950A	96	Flach	Kollagen I	5	5	AA -
655920	96	Flach	Fibronectin	1	5	AA -
655940	96	Flach	Poly-D-Lysin	5	20	AA -
655930A	96	Flach	Poly-L-Lysin	5	5	AA -
781950	384	Flach	Kollagen I	5	20	AA -
781940	384	Flach	Poly-D-Lysin	5	20	AA -
781930	384	Flach	Poly-L-Lysin	5	20	AA -

CELLCOAT® schwarze Multiwell-Platten und Mikrotiterplatten

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
655956A	96	Flach - Transparent	Kollagen I	5	5	AA -
655946	96	Flach - Transparent	Poly-D-Lysin	5	20	AA -
655936	96	Flach - Transparent	Poly-L-Lysin	5	20	AA -
781956	384	Flach - Transparent	Kollagen I	5	20	AA -
781946	384	Flach - Transparent	Poly-D-Lysin	5	20	AA -
781936	384	Flach - Transparent	Poly-L-Lysin	5	20	AA -


CELLCOAT® weiße Multiwell-Platten und Mikrotiterplatten

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
655944	96	Flach - Transparent	Poly-D-Lysin	5	20	AA -
781944	384	Flach - Transparent	Poly-D-Lysin	5	20	AA -

Platten für Zell-Imaging

Falcon® 96-well Imaging Mikroplatten für Zell-Imaging

- **Sehr dünner flacher Boden (Dicke : 190 µm), besonders konstruiert für die Zellbildgebung**
- **Die Böden sind 60 % dünner als bei herkömmlichen Mikroplatten aus Polystyrol**
- **Undurchsichtige Wände verhindern den Austausch zwischen den Wells**
- **Steril**
- **Mit Deckel**




Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Farben	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
353219	96	Flach Transparent	Schwarz	TC	8	32	AA -

Corning® Mikroplatten

Mikroplatte 96 Wells Glas Boden


- **Glasplatte mit Flachboden, Dicke 200 µm**
- **Hervorragende optische Qualität und kratzfestes Glas**
- **Schwarzer Rahmen zur Begrenzung des Fluoreszenzhintergrunds**
- **Mit Halbwell zur Begrenzung von Reagenzienverlusten**
- **Mit Deckel**



Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Farben	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
004580	96	Flach - Transparent	Schwarz	TC	1	10	AA -
004582	96	Flach - Transparent	Schwarz	Kollagen I	1	10	AA -
004584	96	Flach - Transparent	Schwarz	Fibronectin	1	10	AA -
004586	96	Flach - Transparent	Schwarz	Poly-D-Lysin	1	10	AA -

96-Well-Mikroplatten COC

- **Cyclo Olefin Copolymer**
- **127 µm dicker ultratransparenter Boden**
- **Runde Wells zur Reduzierung von Reagenzienverlusten**
- **Kultur-behandelte Fläche**
- **Mit Deckel**



Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Farben	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
004680	96	Flach - Transparent	Schwarz	TC	4	16	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com