SCREENSTAR® Greiner Bio-One Mikrotiterplatten



Mikrotiterplatten mit Cycloolefin-Rahmen und Boden/Folie, geeignet für Mikroskopie-Anwendungen wie HCS oder hochauflösende Mikroskopie.

- **Hohe Transparenz, geringe Autofluoreszenz, geringe Doppelbrechung, Brechungsindex nahe an Glas**
- **Vollständiger Zugriff auf die Platte durch hochvergrößernde Objektive**
- **Schichtdicke 190 µm**
- **Oberflächenbehandlung für die Zellkultur geeignet**
- **Steril mit Deckeln, nicht zytotoxisch**
- **Umlaufende Rille kann mit Flüssigkeiten gefüllt werden, um Randeffekte (Verdunstung) zu begrenzen**
- **Wasser- oder Ölimmersion kompatibel, hohe Vergrößerung über X40 und hohe Auflösung**
- **Mit Barcode auf Anfrage**
- **Nicht sterile oder unbehandelte Versionen auf Anfrage**
- **Kompatibilität mit automatischen Imagingsystemen: kontaktieren Sie uns Kontaktieren Sie uns**

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Farben	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
655866	96	Flach-/Well - Transparent	Schwarz	TC	1	16	**AA -**
073056	384	Flach - Transparent	Schwarz	TC	8	32	**AA -**
789866	1536	Flach - Transparent	Schwarz	TC	17	68	**AA -**

CELLview® Greiner Bio-One Mikrotiterplatten



Mikrotiterplatten mit schwarzem Cycloolefin-Rahmen und Glasboden in optischer Qualität, geeignet für hochauflösende und konfokale Mikroskopie-Anwendungen.

- **Hohe Transparenz, geringe Autofluoreszenz**
- **Reduzierte Bodenhöhe ermöglicht den Einsatz von Objektiven mit kurzem Abstand und hoher Blende**
- **Kompatibel mit konfokalen Systemen wie Opera Phenix, Yokogawa, ImageExpress PICO, Cytation**
- **Borosilikatglas, Dicke 175 µm +/- 15 µm**
- **Oberflächenbehandlungen angepasst an Zellkultur: Standardkulturbehandlung oder Advanced TC für empfindliche Zellen oder Zellen unter Stress (wenig Serum, Transfektion usw.)**
- **Steril mit Deckeln, nicht zytotoxisch**
- **Mit Barcode auf Anfrage**

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Farben	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
655891	96	Flach - Transparent	Schwarz	TC	1	16	**AA -**
655981	96	Flach - Transparent	Schwarz	Advanced TC	1	16	**AA -**

Mikroplatten mit Glasboden Sensoplate® Greiner Bio-One



Schwarze Polystyrol-Mikroplatten mit Glasboden in optischer Qualität, speziell für hochauflösende, konfokale, korrelierte Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen.

- **Hohe Transparenz, geringe Autofluoreszenz**
- **Borosilikatglas, Dicke 175 µm +/- 15 µm**
- **Steril mit Deckeln, nicht zytotoxisch**
- **Kann für Wellenlängen über 350 nm verwendet werden**
- **Mit Barcode auf Anfrage**
- **Kompatibilität mit automatischen Imagingsystemen: kontaktieren Sie uns**

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Farben	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
662892	24	Flach - Transparent	Schwarz	Nein	1	12	**AA -**
655892	96	Flach - Transparent	Schwarz	Nein	1	16	**AA -**
781892	384	Flach - Transparent	Schwarz	Nein	1	16	**AA -**
783892*	1536	Flach - Transparent	Schwarz	Nein	1	16	**AA -**

* Low Base Profil

CellView® Greiner Bio-One Petrischalen



Cyto-toxin · Pyrogen · DNase RNase · Human DNA

- **Glasboden für hochauflösende Mikroskopie mit maximaler Ebenheit auch in beheizten Hauben**
- **Zentraler Glasboden Ø 24 mm, Glasdicke 175 µm**
- **Nummerierte Fächerversion für die parallele Kultivierung von verschiedenen Bedingungen**
- **Oberflächenbehandlungen angepasst an Zellkultur: Standardkulturbehandlung oder Advanced TC für empfindliche Zellen oder Zellen unter Stress (wenig Serum, Transfektion usw.)**
- **Steril**

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Behandlung	Besonderheit	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
627870	35 x 12	TC	4 Fächer	10	40	**AA -**
627975	35 x 12	Advanced TC	4 Fächer	10	40	**AA -**
627871	35 x 12	Unbehandelt	4 Fächer	10	40	**AA -**
627860	35 x 12	TC	1 Fach	10	40	**AA -**
627965	35 x 12	Advanced TC	1 Fach	10	40	**AA -**
627861	35 x 12	Unbehandelt	1 Fach	10	40	**AA -**