Nunc™ Mikroplatte

- Zellkultur behandelt
- Steril
- Für Platten mit Boden mit Glasobjektträger Nr. 1.5, geringe Autofluoreszenz
- Obere Struktur aus Polystyrol
- Für CC2-Glasplatten, Behandlung mit der gleichen biologischen Wirkung wie mit Poly-L-Lysin behandelte Platten, zur Verwendung für schwierige Zellen wie Krebszellen, neuronale Zellen, transfizierte oder primäre Zellen
- Kompatibel mit Automaten



Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Farben	Besonderheit	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Boden mit Glas-Lamelle							
056006	96	Flach - Transparent	Schwarz	-	6	30	4190,30 -
056007	96	Flach - Transparent	Weiß	-	6	30	4193,55 -
056140	96	Flach - Transparent	Schwarz	CC2	6	30	4514,55 -
055317	96	Flach - Transparent	Schwarz	Nicht steril ohne Kappe	5	30	3796,40 -
PS Boden							
056008	96	Flach - Transparent	Weiß	-	10	30	715,30 -
056010	96	Flach - Transparent	Schwarz	-	10	30	788,05 -

SPL-Kulturplatten für die konfokale Mikroskopie

- Platte 6 Wells mit Objektträger
- Hergestellt aus hochwertigem, transparentem Polystyrol
- Für hochauflösende konfokale Mikroskopie
- Steril
- Mit Deckel
- Objektträger aus Glas, Dicke 133 µm


Cyto-toxin · Pyrogen · DNase RNase · Human DNA



Art. Nr.	Art des Bodens	Ø Objektträger (mm)	Konfokaler Bereich (cm²)	Wachstumsfläche (cm²)	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
330083	Flach	13	1,33	9,6	TC	1	4	55,65 -
330084	Flach	20	3,14	9,6	TC	1	4	58,55 -

Vision Plate 24 und 96 Well-Mikrotiterplatten für das Zellscreening 4titude®





- Kulturbehandelt (optimiert die Zellhaftung), steril, mit Deckel
- 175 µm dicker Polystyrol Boden
- Anwendungen: Zelltests, Fluoreszenz-, Chemilumineszenz- und kolorimetrische Tests

Human DNA · DNase RNase

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Farben	Farbe Boden	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
044811	24	Flach	Schwarz	Transparent	TC	-	24	438,35 -
044810	96	Flach	Schwarz	Transparent	TC	-	24	438,35 -
044815	96	Flach	Schwarz	Transparent	Kollagen	-	24	1393,35 -
044862	96	Flach	Schwarz	Transparent	Poly - D - Lysin	-	24	1393,35 -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com