
Nunc™ Zellkulturflaschen





Sterile, unbehandelte Kulturflaschen für alle Anwendungen, die keine Verankerung der Zellen am Boden der Platten erfordern.

- **Weiße Kappen zur einfachen Identifizierung**
- **Sterilisiert durch Gammabestrahlung und zertifiziert als pyrogenfrei**
- **Hydrophobe Oberfläche für Hybridomakulturen und Zellsuspensionen**

Standard unbehandelte Zellkulturflaschen Nunc™

Art. Nr.	Fläche (cm²)	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055459	25	Geneigt	Filtrierend	10	200	AA -
055460	75	Geneigt	Filtrierend	5	100	AA -
055461	175	aufrecht	Filtrierend	4	30	AA -

Nunc™ 3-stufige Zellkulturflaschen

Eine 3-Ebenen-Kulturflasche mit einer Kulturfläche von 500 cm2 in einem Volumen, das dem einer 175 cm²-Flasche entspricht, dank dreier Innenschalen.

- **Empfohlenes Volumen: 200 ml**
- **Gamma sterilisiert**
- **Einfache Handhabung: Füllen Sie den Kolben einfach so lange, bis das Medium gleichmäßig in jedem Fach verteilt ist, und legen Sie den Kolben zum Bebrüten ab**

Art. Nr.	Fläche (cm²)	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056345	500	aufrecht	Filtrierend	1	32	AA -

SPL-Zellkulturflaschen



DNase RNase

Endo-toxin

- **Hochwertiges transparentes Polystyrol**
- **Spezielles Halsdesign: kurz, weit und abgewinkelt für einfachen Zugang zu serologischen Pipetten und Schabern**
- **Stapelbar**
- **Steril**
- **Nicht-zytotoxisch**

Standard unbehandelte Zellkulturflaschen SPL

Art. Nr.	Fläche (cm²)	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
330020	25	Geneigt	Standard	5	200	AA -
330021	75	Geneigt	Standard	5	100	AA -
330022	175	Geneigt	Standard	5	40	AA -
330017	25	Geneigt	Filtrierend	5	200	AA -
330018	75	Geneigt	Filtrierend	5	100	AA -
330019	175	Geneigt	Filtrierend	5	40	AA -

Zellkulturflaschen CELLine Wheaton®

CL 1000



CL 350



Eine Flasche mit einer Doppelmembran zur Optimierung des Gas- und Nährstoffaustauschs. Die Kulturbedingungen erlauben hohe Zellkonzentrationen von bis zu 1 x10⁸ Zellen/ml und Proteinkonzentrationen bis zu 25 mg/ml.
Das CELLine-Fläschchen ist mit 2 Öffnungen ausgestattet, von denen eine den Zugang zur Kammer mit den Zellen und die andere den Austausch des Mediums ermöglicht.

3 Präsentationen

- **CELLine CL 350: ideal für Arbeiten, bei denen hohe Zelldichten erforderlich sind**
- **CELLine CL 1000: Mit diesem Modell können Sie eine große Anzahl von Zellen erhalten**
- **CELLINE AD 1000: hat die gleichen Vorteile wie das klassische CeLLine, aber mit einer neuen PET-Matrix für das Wachstum von adhärenten Zellen**

Art. Nr.	Besonderheit	Volumen (mg)	Hals-Typ	Verschluss-Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
150102B	CL350	5 + 350	Geneigt	Standard	Unbehandelt	1	5	AA -
150103	CL1000	15 + 1000	Geneigt	Standard	Unbehandelt	1	3	AA -
150104	AD1000	15 + 1000	Geneigt	Standard	TC	1	3	AA -