Petrischalen Falcon®

- Ø 35 mm: EASY GRIP Petrischale für besseren Halt
- Deckel mit hochabdeckendem Rand zur Vermeidung von Kontamination und 3 Ösen für optimalen Gasaustausch
- Flache, verzerrungsfreie Wachstumsfläche
- Reines Polystyrol, Kristallqualität für optische Transparenz
- Steril
- 351006: mit aufgesetztem (oder dichtem) Deckel, um die Verdunstung zu begrenzen



Unbehandelte Petrischalen Falcon®

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
351008	40,28 x 6,17	35 mm	20	500	AA -
351006	50 x 9	50 mm	20	500	AA -
351007	53,34 x 13,89	60 mm	20	500	AA -
351029	87,91 x 14,33	100 mm	20	500	AA -
351058	142,37 x 7,145	150 mm	20	100	AA -

Petrischalen Corning®

- Optisch transparentes reines Polystyrol
- Unbehandelt für Anwendungen, bei denen eine Zelladhäsion nicht erwünscht ist
- Kanten für einfache Handhabung
- Belüftungslöcher sorgen für einen homogenen Gasaustausch
- Steril
- Apyrogene



Unbehandelte Petrischalen Corning®

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
430588	36,57 x 11,94	35 mm	20	500	AA -
430589	57,40 x 15,49	60 mm	20	500	AA -
430591	92,71 x 20,83	100 mm	20	500	AA -
430597	148,08 x 27,43	150 mm	5	60	AA -

Nalgene™ Petrischalen

- Im PMP
- Stapelbar für mehr Komfort
- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar



Unbehandelte Petrischalen

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
029727	92 x 14,7	100 mm	10	60	AA -

SPL Petrischalen



- Steril
- Hergestellt aus hochwertigem, transparentem Polystyrol

Unbehandelte Petrischalen SPL

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
330000*	35 x 9,60	35 mm	10	500	AA -
330001*	52,80 x 12,80	60 mm	10	500	AA -
330002	85,73 x 12,60	90 mm	10	500	AA -
330003	138,57 x 15,40	150 mm	10	120	AA -
330004	138,57 x 23,30	150 mm	10	120	AA -


* außengriff

Weitere Petrischalen

Endo-toxin

DNase RNase

- Steril
- Griffring
- Entlüftungsstutzen



Unbehandelte Petrischalen

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Typ	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
978262	60 x 15	60 mm	Unbehandelt	10	500	AA -
978263	100 x 15	100 mm	Unbehandelt	10	500	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com