Unbehandelte transparente Platten und Mikrotiterplatten Falcon®



- Die unbehandelte Wachstumsoberfläche ist hydrophober als die Oberfläche der Gewebekultur
- Sterilisiert durch Gammabestrahlung und zertifiziert als pyrogenfrei
- Deckel zum stabilen Stapeln auf dem Labortisch oder im Inkubator
- Optische Klarheit für die Visualisierung aller Zell-Monolayer

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
351146	6	Flach	1	50	AA -
351143	12	Flach	1	50	AA -
351147	24	Flach	1	50	AA -
351178	48	Flach	1	50	AA -
351172	96	Flach	1	50	AA -
351177	96	Rund	1	50	AA -

Unbehandelte transparente Platten und Mikrotiterplatten Corning®




- Die unbehandelte Wachstumsoberfläche ist hydrophober als die Oberfläche der Gewebekultur
- Sterilisiert durch Gammabestrahlung und zertifiziert als pyrogenfrei
- Deckel zum stabilen Stapeln auf dem Labortisch oder im Inkubator
- Optische Klarheit für die Visualisierung aller Zell-Monolayer

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
003736	6	Flach	5	100	AA -
003737	12	Flach	5	100	AA -
003738	24	Flach	5	100	AA -
003370	96	Flach	20	100	AA -
003788	96	Rund	20	100	AA -

Für Platten mit Ultra Low Attachment, die die Zelladhäsion hemmen, siehe das Corning 3D Sortiment auf Seite 2.

Unbehandelte Platten und Mikroplatten Greiner Bio-One



Polystyrolplatten, mit Deckel, unbehandelt, geeignet für Suspensionszellkultur, Hybridome, embryonale Stammzellen.

- Hohe Transparenz, geringe Autofluoreszenz
- Abziehbare Verpackung
- Alphanumerisches Tracking
- FourWell-Platten sind so konzipiert, dass sie Objektträger aufnehmen können, mit Einkerbungen zur einfachen Entnahme
- Steril
- Nicht-zytotoxisch

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
1670190	1	Flach	8	32	AA -
073045	4	Flach	8	32	AA -
657185	6	Flach	1	100	AA -
665102	12	Flach	1	100	AA -
662102	24	Flach	1	100	AA -
677102	48	Flach	1	100	AA -
650185	96	Rund	1	60	AA -
655185	96	Flach, Kaminwell	1	60	AA -

Für Platten, die jegliche Zelladhäsion verhindern, siehe das Greiner Bio-One 3D Cell-Repellent Sortiment auf Seite 4.

Unbehandelte transparente Platten und Mikrotiterplatten Nunc™



Unbehandelte sterile Kulturplatten für alle Anwendungen, die keine Verankerung der Zellen am Boden der Platten erfordern (Suspension).

- Mit Deckel
- Standardgrundfläche für Multiwell-Platten zur Verwendung in herkömmlichen Geräten

Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056275	1 (rechteckig)	Flach	10	100	AA -
056277	4 (rechteckig)	Flach	10	100	AA -
056279	8 (rechteckig)	Flach	10	100	AA -
055617	4	Flach	120	120	AA -
055618	6	Flach	5	75	AA -
055619	12	Flach	1	75	AA -
055620	24	Flach	1	75	AA -
055621	48	Flach	1	75	AA -
056877	96	Flach	25	100	AA -
056367	96	Konisch	10	80	AA -
056837	96	Rund	10	160	AA -

Platten, die jegliche Zelladhäsion verhindern, finden Sie im Nunc™ Nunclon Sphera® Sortiment auf Seite 8.