Unbehandelte transparente Platten und Mikrotiterplatten SPL

- Hochwertiges transparentes Polystyrol
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Mit transparentem Verschluss
- USP Klasse VI
- Steril
- Nicht-zytotoxisch

DNase RNase · Endo-toxin · Human DNA



Art. Nr.	Anzahl Wells	Art des Bodens	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
330025	6	Flach	1	50	AA -
330028	12	Flach	1	50	AA -
330031	24	Flach	1	50	AA -
330034	48	Flach	1	50	AA -
330037	96	Flach	1	50	AA -
330040	96	Rund	1	50	AA -
330203	384	Flach	10	40	AA -

Für Platten, die jegliche Zelladhäsion hemmen, siehe die SPL 3D-Reihe auf Seite 8.

Corning® Mini-Reaktoren für Suspensionskulturen

- Hergestellt aus Polypropylen
- Für Suspensionszellen, Sphäroide, aerobe Bakterien, Hefe
- Geschlossenes, vormontiertes System, das das Kontaminationsrisiko einschränkt
- Große Markierungsfläche
- Steril
- USP Klasse VI zertifiziert, Animal-Freen BSE/TSE

DNase RNase · Endo-toxin



Art. Nr.	Volumen (mg)	Ø x H (mm)	Röhrchen-material	Besonderheit	Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
431720	50	2,54 x 10,16	PP	Belüftete Kappe	12000	25	300	AA -
0011705*	50	2,54 x 10,16	PP	Mit Tauchröhrchen	-	1	2	AA -
0011706*	50	2,54 x 10,16	PP	Mit Tauchröhrchen und Zubehör	-	1	2	AA -
0011750	500	7,62 x 12,7	PP	Mit Tauchröhrchen	6000	1	2	AA -

* selbsttragende Referenzen mit Rand

Kulturröhrchen CELLreactor™ Greiner Bio-One

- 15 ml und 50 ml CELLSTAR sterile Polypropylenröhrchen mit Filterkappen / Bioreaktoren mit kleinem Fassungsvermögen
- Für Suspensionszellen, sphäroidische Zellen, aerobe Bakterien, Hefe
- Völlig wasserdicht auch in horizontaler Lage
- 8-Loch-Stopfen
- USP Class VI zertifizierter Filter mit 0,2 µm Porengröße für maximale Sterilität
- Die Belüftung kann durch Schließen einer oder mehrerer Öffnungen reduziert werden



Human DNA · DNase RNase · Cyto-toxin · Pyrogen

CELLreactor™ Kulturröhrchen

Art. Nr.	Volumen (mg)	Ø x H (mm)	Röhrchen-material	Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
227245	50	29,5 x 115,5	PP	9500	20	500	AA -
188241	15	17 x 120	PP	4000	20	500	AA -

Nunc™ Kulturröhrchen

- 200 ml, graduiert bis 175 ml
- Deckel mit zwei Positionen: Filtern oder Abdichten
- Gamma sterilisiert



Art. Nr.	Volumen (mg)	Ø x H (mm)	Röhrchen-material	Besonderheit	Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055050	200	59,9 x 137,2	PP	Stopfen mit doppelter Position	7000	4	48	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF
055051	Adapter	2	2	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com