
TubeSpin® Bioreaktor 50 mit Septum TPP®



- 50 ml Röhrchen aus Polypropylen
- Mit vorgeschnittenem geschlitztem Septum
- Zur Verwendung mit sterilen Nadeln mit einem Durchmesser bis zu 2,1 mm
- Max. Arbeitsvol. 50 ml
- Gasaustausch über PTFE-Filter an der Kappe
- Zentrifugierbar bis zu 15.500 g

Vorteile

- Steriles Pipettieren durch das Septum möglich
- Einfache Handhabung: kein Aufschrauben des Röhrchens für jeden Pipettiervorgang

Anwendungen

- Für die automatische Handhabung durch Robotersysteme wie die TECAN freedom EVO-Plattform

Kulturröhrchen für Bioreaktoren

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Röhrchen-material	Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
986050	50	30 x 115	PP	15500	20	180	**AA -**

Spin®-Bioreaktor TPP®-Röhrchen



- Zentrifugenröhrchen mit aufschraubbarem Filterdeckel
- Für Zellsuspensionskulturen in Vorbereitungsphasen, kleine Produktionen, vor der Produktion im großen Maßstab
- Gasaustausch durch die Öffnungen der PTFE-Sterilfilter-Schraubkappe
- Kultur in Schüttelinkubation bei 37°C möglich
- 3 Modelle: 15 ml, 50 ml, 600 ml

Art. Nr.	Vol. (ml)	Ø x H (mm)	Röhrchen-material	Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Konischer Boden							
987015	15	17,1 x 120	PP	15500	40	800	**AA -**
087050	50	30 x 115	PP	15500	20	180	**AA -**
187450	450	96 x 145	PP	3500	1	32	**AA -**
087600	600	100 x 183	PP	3500	1	26	**AA -**
Runder Boden							
987017	15	17,1 x 120	PP	15500	40	800	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
199013	Rack für 3 Spin-Röhrchen Bioreaktor 600 ml	**AA -**
191055	Rack für 10 Röhrchen mit 50 ml oder 18 Röhrchen mit 15 ml	**AA -**



