Kultur Erlenmeyerkolben Nalgene™



Erlenmeyerkolben zum Lagern oder Rühren von Medien.

- **Transparent, graduiert**
- **Individuelle Verpackung**
- **Flacher Boden oder Schikanenboden für bessere Umwälzung**
- **Standard- oder filtrierender (0,2 µm) dichter Schraubverschluss**
- **Sterilisiert durch Gammastrahlen**

Art. Nr.	Vol. (ml)	Material (Erlen/Stopfen)	Mit Schikanen	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Mit Standardkappe						
029348	125	PETG/HDPE	Nein	1	24	**AA -**
028406	250	PETG/HDPE	Nein	1	12	**AA -**
028407	500	PETG/HDPE	Nein	1	12	**AA -**
028211	1000	PETG/HDPE	Nein	1	6	**AA -**
028408	2000	PETG/HDPE	Nein	1	4	**AA -**
029774	2800	PETG/HDPE	Nein	1	4	**AA -**
029349	125	PETG/HDPE	Ja	1	24	**AA -**
028409	250	PETG/HDPE	Ja	1	12	**AA -**
028410	500	PETG/HDPE	Ja	1	12	**AA -**
028212	1000	PETG/HDPE	Ja	1	6	**AA -**
028411	2000	PETG/HDPE	Ja	1	4	**AA -**
029775	2800	PETG/HDPE-LDPE	Ja	1	4	**AA -**
Mit Filterkappe						
029674	125	PETG/HDPE	Nein	1	24	**AA -**
029675	250	PETG/HDPE	Nein	1	12	**AA -**
029676	500	PETG/HDPE	Nein	1	12	**AA -**
029677	1000	PETG/HDPE	Nein	1	6	**AA -**
029678	2000	PETG/HDPE	Nein	1	4	**AA -**
029776	2800	PETG/LDPE	Nein	1	4	**AA -**
029679	125	PETG/HDPE	Ja	1	24	**AA -**
029680	250	PETG/HDPE	Ja	1	12	**AA -**
029681	500	PETG/HDPE	Ja	1	12	**AA -**
029682	1000	PETG/HDPE	Ja	1	6	**AA -**
029683	2000	PETG/HDPE	Ja	1	4	**AA -**
029777	2800	PETG/HDPE-LDPE	Ja	1	4	**AA -**

Zubehör

Blaue HDPE-Kappen mit Membranfilter (0,2 µm). Steril

Art. Nr.	Hals	Für Flaschen	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
029346	38-430	125 und 250 ml	1	12	**AA -**
029347	45-430	500, 1000 und 2000 ml	1	12	**AA -**

Kultur Erlenmeyerkolben SPL



Flaschen aus transparentem Polycarbonat.

- **Suspensionskultur von Bakterien, Hefe, tierischen oder pflanzlichen Zellen**
- **Vorbereitung der Medien oder Lagerung**
- **Wiederverwendbar und autoklavierbar**
- **Flacher Boden**
- **Steril**

Cyto-toxin · Pyrogen · DNase RNase · Human DNA

Art. Nr.	Volumen (ml)	Material (Erlenmeyer/Stopfen)	Mit Schikanen	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Erlenmeyerkolben mit Standardstopfen						
330100	250	PC/PP	Nein	1	8	**AA -**
330101	500	PC/PP	Nein	1	8	**AA -**
330102	1000	PC/PP	Nein	1	4	**AA -**
330103	2000	PC/PP	Nein	1	6	**AA -**
Erlenmeyerkolben mit Filterdeckel						
330230	250	PC/PP	Nein	1	8	**AA -**
330231	500	PC/PP	Nein	1	8	**AA -**
330232	1000	PC/PP	Nein	1	4	**AA -**
330104	2000	PC/PP	Nein	1	6	**AA -**