Spinner Corning®



Spinner mit Deflektoren und Rührflügeln für optimale Belüftung und Durchmischung der Kultur

- **Gebrauchsfertig, Lieferung mit Rührflügel und Magnetstab**
- **Steriles Polystyrol (Gammastrahlung)**
- **Individuelle Verpackung**
- **Einfacher Zugang für serologische Pipetten**



Große Auswahl an Volumen und Materialien, kontaktieren Sie uns

Art. Nr.	Gesamtvolumen (ml)	Ø x H (mm)	Material	Verschluss-Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
003152	125	63,5 x 145	PS	Standard	1	12	**AA -**
003153	500	87,3 x 203,2	PS	Standard	1	12	**AA -**
003561	1000	137 x 245	PS	Standard	1	6	**AA -**
003563	3000	188 x 259	PS	Standard	1	4	**AA -**
003578	500	63,5 x 145	PS	Filtrierend	1	12	**AA -**
003580	1000	137 x 245	PS	Filtrierend	1	6	**AA -**
003581	3000	188 x 259	PS	Filtrierend	1	4	**AA -**

GLS80-Reaktoren mit Duran®-Magnetrührstab





GL14- und GL18-Anschlüsse für die Ein- und Ausschleusung von Materialien beim Mischen, für den Anschluss von Außendurchmessern 1,6 - 12 mm oder sterilem Druckausgleich.

- **Viel besseres Mischen als Standard-Magnetstäbe**
- **Der Rührstab ist austauschbar und kann mit einer Geschwindigkeit von 500 rpm verwendet werden**
- **Maximale Betriebstemperatur von 140 °C**
- **Autoklavierbar**
- **Einfacher Zugang für serologische Pipetten**

Anwendungen

- **Mischen von Flüssigkeiten**
- **Auflösen von Feststoffen**
- **Einfacher Gärungsprozess**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
091912	Spiralmagnet für GLS80-Kappe	**AA -**
091913	Ersatz-Ankermagnet für GLS80-Kappe	**AA -**
091914	Ersatzstopfen GLS80 für Rührstab	**AA -**
091915	Ersatzachse Edelstahl mit PEEK Gewinde für Rührstab für Stopfen GLS80	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
091911	Verschluss komplett GLS 80 mit Stab, Anker-Magnet, Verschlüsse	**AA -**
096328	Duran®-Flasche 250 ml mit PP-Verschluss GLS80 blau/grau, 1 blaue Kappe aus PP GL14, 2 rote Kappen aus PBT GL14, 2 rote PBT GL18-Kappen	**AA -**
091909	Duran® 1 l Flasche mit blau/grauem PP GLS80 Verschluss, 1 blaue Kappe aus PP GL14, 2 rote Kappen aus PBT GL14, 2 rote PBT GL18-Kappen	**AA -**
091910	Duran® 2 l Flasche mit blau/grauem PP GLS80 Verschluss, 1 blaue Kappe aus PP GL14, 2 rote Kappen aus PBT GL14, 2 rote PBT GL18-Kappen	**AA -**

GL45-Reaktoren mit Duran®-Magnetrührstab



GL14- und GL18-Anschlüsse zum Einbringen und Entnehmen von Materialien beim Mischen, für den Anschluss 1,6 - 6 mm Außendurchmesser oder sterilen Druckausgleich

- **Viel besseres Mischen als Standard-Magnetstäbe**
- **Kann mit einer Geschwindigkeit von 500 rpm verwendet werden**
- **Maximale Betriebstemperatur von 140 °C**
- **Autoklavierbar**

Anwendungen

- **Mischen von Flüssigkeiten**
- **Auflösen von Feststoffen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
091982	Duran®-Flasche 500 ml mit blauem/grauem PP GL45-Verschluss, 1 PP GL14 blaue Kappe, 2 GL14 PBT rote Kappen	**AA -**
091983	Duran®-Flasche 1000 ml mit blauem/grauem PP GL45-Verschluss, 1 blauer PP GL14-Verschluss, 2 rote PBT GL14-Kappen	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
091985	Einziehbarer Ösenmagnet für GL45-Kappe	**AA -**
091984	Ersatzkappe GL45 blau/grau mit PP-Kappe GL14 blau	**AA -**