Flasche mit weiter Öffnung GLS80 mit doppelter Wand

- Duran 3.3 Borosilikatglasflaschen mit Weithals GLS80 Innen-Ø : 65 mm) und doppelwandig
- Graduierungen an der Innenwand
- Schraubverschluss rot GL18 mit PTFE beschichteten Dichtungen
- Flacher Innenboden, kompatibel mit Magnetrührstäben oder dem GLS80 Propellerverschluss-Rührsystem
- Fläschchen werden mit GLS80-Kappe, PBT GL18-Verbindungskappe und PTFE-Oliven Ø 10 mm geliefert
- Vollständig autoklavierbar, Betriebstemperaturen : -40 °C bis +120 °C
- Glasbauteile können zwischen - 196 °C und + 300 °C eingesetzt werden



Art. Nr.	Volumen (ml)	CHF
084484	500	AA -
084485	1000	AA -

Stopfen GLS80

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
091919	Verschluss GLS80 weiß aus PSU mit PTFE-Beschichtung	1	AA -
096116	GLS80 PP-Kappe, belüftet	2	AA -
091911	Kappe GLS 80 komplett mit Stängel, Ankermagnet, Stopfen	1	AA -
096003	Deckel GLS80 PP 4 sorties mit Schüttelstängel mit Schikanen	1	AA -

Magna Flex Flaschen

- Seitenarme für 500 ml bis 6 l Flaschen
- Mit belüfteten Kappen zur Förderung des Gasaustauschs und zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen



Art. Nr.	Volumen (ml)	Maße (Ø x H)(mm)	Verschluss	Arm	CHF
048580	125	65 x 155	51 - 400	33 - 430	AA -
048581	250	85 x 175	51 - 400	33 - 430	AA -
048582	500	110 x 190	100 - 400	45 mm	AA -
048583	1000	130 x 250	100 - 400	45 mm	AA -
048584	3000	178 x 341	100 - 400	45 mm	AA -
048585	6000	258 x 404	100 - 400	45 mm	AA -

Bellco® Spinner und Rührflaschen





Für die verschiedenen Spinner aus Glas aus dem BELLCO-Sortiment wenden Sie sich bitte an unsere Spezialisten.

TIPP



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com