Corning® Rollerflaschen



- **Transparente einteilige Konstruktion reduziert das Risiko von Schäden durch versehentliches Fallenlassen**
- **Sterilisiert durch Gammabestrahlung und zertifiziert als pyrogenfrei**
- **Flaschen aus reinem PS, Verschlüsse aus Polyethylen hoher Dichte**
- **Erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI für Kunststoffbehälter und -verschlüsse**

2 Arten von Kappen

- Easy Grip: optimales Design für den Griff
- Plug Seal: hermetische Abdichtung von Gasen und Flüssigkeiten, für geschlossene Systeme

CellBIND® Oberfläche :

- Oberflächenbehandlung mit negativen Ladungen, hydrophilere Oberfläche für bessere Zellanhaftung, was die Proliferation erleichtert

Corning® kulturbehandelte Rollerflaschen für gerührte Kulturen(Behandlung TC)

Art. Nr.	Gesamtvolumen (ml)	Ø x H (mm)	Material	Wand	Oberfläche (cm²)	Typ der Kappe	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
430195	1300	102 x 152	PS	Glatt	490	Plug Seal	2	40	AA -
430849	2200	102 x 254	PS	Glatt	850	EasyGrip	2	40	AA -
430851	2200	102 x 254	PS	Glatt	850	EasyGrip	5	40	AA -
431133	2200	102 x 254	PS	Glatt	850	EasyGrip	20	20	AA -
431198	2200	102 x 254	PS	Glatt	850	EasyGrip-Filterung	2	40	AA -
00431321	2200	102 x 254	PS	Glatt	850	EasyGrip	22	44	AA -
430852	2500	117 x 271	PS	Gefaltet	1700	EasyGrip	2	40	AA -
431135	2500	117 x 271	PS	Gefaltet	1700	EasyGrip	20	20	AA -
00431191	2500	117 x 271	PS	Gefaltet	1700	EasyGrip-Filterung	20	20	AA -
430699	3000	117 x 528	PS	Glatt	1750	EasyGrip	10	20	AA -

Corning® kulturbehandelte Rollerflaschen für gerührte Kulturen (CellBIND®-Behandlungen)

Art. Nr.	Gesamtvolumen (ml)	Ø x H (mm)	Material	Wand	Oberfläche (cm²)	Typ der Kappe	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
003907	2200	102 x 254	PS	Glatt	850	EasyGrip	2	40	AA -
00431329	2200	102 x 254	PS	Glatt	850	EasyGrip-Filterung	2	40	AA -
00431344	2200	102 x 254	PS	Glatt	850	EasyGrip	22	44	AA -
00431134	2500	117 x 271	PS	Gefaltet	1700	EasyGrip-Filterung	20	20	AA -

Corning® unbehandelte Rollerflaschen für Suspensionskulturen

Art. Nr.	Gesamtvolumen (ml)	Ø x H (mm)	Material	Wand	Oberfläche (cm²)	Typ der Kappe	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
00431644	2500	117 x 271	PS	Glatt	850	EasyGrip	1	40	AA -

Rollers Greiner Bio-One



- **USP Klasse VI-konform**
- **Sterilisiert durch Bestrahlung**
- **Losnummer und Verfallsdatum auf jeder Rollerflasche**
- **Nahtlose Gusstechnologie / robuster, optisch hochwertiger Kunststoff**
- **Sicherheitsschraubverschluss**
- **Hohe Stabilität und optische Klarheit**

Cyto-toxin · Pyrogen · DNase RNase · Human DNA

CELLMASTER™ Greiner Bio-One Kultur behandelt, für Schüttelkulturen

Art. Nr.	Gesamtvolumen (ml)	Ø x H (mm)	Material	Wand	Oberfläche (cm²)	Typ der Kappe	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
682612	4970	122 x 500	PS	Glatt	1700	Standard	12	12	AA -
682660	4970	122 x 500	PS	Glatt	1700	Standard	1	12	AA -
682670	4640	122 x 500	PS	Gefaltet	4250	Standard	1	12	AA -
682615	4970	122 x 500	PS	Glatt	1700	Filtrierend	12	12	AA -
682678	4640	122 x 500	PS	Gefaltet	4250	Filtrierend	1	12	AA -
680160	2300	116 x 276	PET	Glatt	850	Filtrierend	1	18	AA -
680170	2300	116 x 276	PET	Glatt	850	Filtrierend	30	30	AA -
680180	2300	116 x 276	PET	Glatt	850	Filtrierend	1	18	AA -