Rollers TUFROL™ Nunc™

- Aus Polystyrol
- Glatt oder plissiert
- Nahtlos geblasen (Sicherheit und Robustheit)
- Konzipiert für die Massenproduktion von tierischen Zellen
- Manuelle oder automatische Verwendung
- Nicht zytotoxisch, pyrogenfrei
- TUFROL™ EZ: leichter zu handhaben dank eines runderen Bodens und eines Ansatzes, der die Handhabung erleichtert Ausgießen von Flüssigkeiten
- Steril



TUFROL™ und TUFROL™ EZ Nunc™, kulturbehandelt, für gerührte Kulturen

Art. Nr.	Gesamtvolumen (ml)	Ø x H (mm)	Material	Wand	Oberfläche (cm²)	Verschluss-Typ	Besonderheit	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Rollers TUFROL™										
353007B	2000	117,3 x 276,9	PS	Glatt	850	Standard	-	2	20	**AA -**
353008B	2000	117,3 x 276,9	PS	Glatt	850	Standard	-	20	20	**AA -**
353088B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Glatt	850	Standard	-	20	20	**AA -**
353068B	2000	117,3 x 276,9	PS	Glatt	850	Filtrierend	-	2	20	**AA -**
353079B	2000	117,3 x 276,9	PS	Gefaltet	1450	Standard	-	20	20	**AA -**
056781*	2000	117,3 x 276,9	PS	Gefaltet	1450	Standard	-	20	20	**AA -**
353069B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Gefaltet	1450	Filtrierend	-	20	20	**AA -**
Rollers TUFROL™ EZ										
353151B	2000	117,3 x 276,9	PS	Glatt	850	Standard	Sehr tiefer Boden	2	20	**AA -**
353152B	2000	117,3 x 276,9	PS	Glatt	850	Standard	Sehr tiefer Boden	20	20	**AA -**
353153B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Glatt	850	Standard	Sehr tiefer Boden	20	20	**AA -**
353154B	2000	117,3 x 276,9	PS	Glatt	850	Filtrierend	Sehr tiefer Boden	2	20	**AA -**
353160B	2000	117,3 x 276,9	PS	Glatt	850	Standard	-	2	20	**AA -**
353161B*	2000	117,3 x 276,9	PS	Glatt	850	Standard	-	20	20	**AA -**
353162B	2000	117,3 x 276,9	PS	Glatt	850	Filtrierend	-	2	20	**AA -**

* Doppelte Verpackung

HDPE-Kappen für TUFROL™-Roller

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056782	Filterstopfen	250	500	**AA -**
056783	Standard Verschluss	250	500	**AA -**

Rollerflaschen SPL

Kulturflaschen, für große Volumina von Zellen in Suspension.

- Rotationskultivierungssystem ermöglicht maximale Ausbeute bei minimalem Reagenzienvolumen
- Verhinderung von Gradientenbildung / optimaler Gasaustausch
- Hochtransparenter Kunststoff
- Steril
- Schwarze Graduierung

Cyto-toxin · Pyrogen · DNase RNase



Unbehandelte SPL-Rollerflaschen für Kulturen in Suspension

Art. Nr.	Gesamtvolumen (ml)	Ø x H (mm)	Material	Wand	Oberfläche (cm²)	Verschluss-Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
330228	2000	116,5 x 245,3	PS/HDPE	Glatt	850	Standard	2	40	**AA -**
330229	2000	116,5 x 245,3	PS/HDPE	Glatt	850	Filtrierend	2	40	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com