## Weitere Rollers




- Polyethylen-Kappe
- Steril
- Leicht zu handhaben
- Mit oder ohne Filterkappe
- Schwarze Graduierung

### Unbehandelte-Rollerflaschen für Kulturen in Suspension

| Art. Nr. | Gesamt-volumen (ml) | Ø x H (mm) | Material | Wand | Oberfläche (cm²) | Verschluss-Typ | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **978215** | 1000 | 116,5 x 176 | PS | Glatt | 490 | Standard | 1 | 24 | **AA -** |
| **978216** | 1000 | 116,5 x 176 | PS | Glatt | 490 | Filtrierend | 1 | 24 | **AA -** |
| **978217** | 2000 | 116,5 x 276 | PS | Glatt | 850 | Standard | 1 | 12 | **AA -** |
| **978218** | 2000 | 116,5 x 276 | PS | Glatt | 850 | Filtrierend | 1 | 12 | **AA -** |

## Kultur-Beutel





**Für Suspensionskulturbeutel, wenden Sie sich an unseren technischen Service dt-milian@milian.com**

