Halter für die *In-vitro-Fertilisation*

Bei den nachstehenden Verbrauchsmaterialien handelt es sich um nicht haftende Zellkunststoffe, die speziell getestet und als "nicht embryotoxisch" zertifiziert wurden.

Falcon®-Halter für die *In-vitro-Fertilisation*

- Jedes Los wird auf nicht-Zytotoxizität getestet
- Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol, vorgetestet und zertifiziert
- Sterilisiert durch Gammastrahlen (10^{-6})
- Herstellung nach USP Klasse VI Standard
- CE-Kennzeichnung gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte



Zellkulturplatte 4 Wells, Für IVF Falcon®

- Nummerierte Wells
- Große Markierungsfläche
- Abziehbare Sterilverpackung
- Wellfläche : 1,4 cm²
- Wellvol. 1,8 ml
- 2-teiliger Deckel verhindert Verschmutzung und Verdunstung
- Einteiliger Deckel für einhändige Bedienung

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Besonderheit	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
353654	4	In 2 Teilen	1	100	AA -
353671	4	In 1 Teil	1	100	AA -

Petrischalen für IVF Falcon®

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Besonderheit	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
353652	60 x 15	-	20	500	AA -
Für die Organkultur					
353653	60 x 15	Zentrales Well (mm)	20	500	AA -
Für ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection)					
353655	50 x 9	Unbehandelt für die Gewebekultur	4	100	AA -

Petrischale für IVF Nunc™

- Zertifiziert für IVF
- Steril
- Unbehandelte Oberfläche
- CE-Kennzeichnung
- USP Klasse VI-konform
- Entlüftungsstutzen



Art. Nr.	Ø x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056318	35 x 10	10	500	AA -
056317	60 x 15	10	400	AA -
056449	90 x 17	10	150	AA -

Mit 3 ml zentralem Well

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Besonderheit	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056727	55 x 16	Zentrales Well (mm)	1	120	AA -



ICSI: Intra Cytoplasmic Sperm Injection

Super polierter optischer Boden.

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Besonderheit	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056726	51 x 9	ICSI	1	120	AA -

Kultur-Röhrchen für IVF Nunc™


- CE-Kennzeichnung, Richtlinie 93/42/EWG
- Einzelzertifizierung, Toxizitätstest für Mausembryonen im Stadium 1
- Steril
- USP-Klasse-VI-Prüfung, Chargenkontrolle aller Komponenten zur vollständigen Rückverfolgbarkeit des Endprodukts



Bezeichnung	Röhrchen 11 ml
Verschluss-Typ	Einschub
Verschlussmaterial	PS/PP
Maximale RCF getestet	6000
Form des Bodens	Konisch
Außenmaße (mm)	16 x 110
VE	300
Art. Nr.	**056423**
CHF/VE	**AA -**

P: Polypropylen; PS: Polystyrol

Petrilatten für Nunc™ IVF



- Zertifiziert für IVF
- CE-Kennzeichnung
- Mit Deckel
- Volumen pro Well: 1,2 ml
- Fläche pro Well: 1,9 cm²

Art. Nr.	Anzahl Wells	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
056258	4	TC	4	120	AA -
056469	4	Unbehandelt	4	120	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com