Kulturmedien für SPL-Embryonen





- Hergestellt aus hochwertigem, transparentem Polystyrol
- Mit Deckel
- Steril, USP Klasse VI
- Überlebenstest für Embryonen MEA

Cyto-toxin · Pyrogen · DNase RNase · Human DNA

Petrischalen

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Besonderheit	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Ø 60 mm						
330093	60 x 15	Grip	TC	10	500	**AA -**
330094	60 x 15	Grip	Unbehandelt	10	500	**AA -**
Mit Zentral-Well Ø 20mm						
330091	60 x 15	Grip	TC	10	500	**AA -**
330092	60 x 15	Grip	Unbehandelt	10	500	**AA -**

4-Well-Kulturplatte

- Innen-Ø der Wells 15,8 mm
- Wellfläche : 2 cm²
- Nutzvolumen : 1 ml

Art. Nr.	Anzahl Wells	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
330090	4	Unbehandelt	120	500	**AA -**
393006	4	TC	120	500	**AA -**

Kulturkammer

Züchten, fixieren, färben und untersuchen Sie Ihre Proben unter dem Mikroskop, ohne dass Sie die Zellen übertragen müssen.

Falcon® Kulturkammern



- Steril
- Polystyrolkammer, aufgeklebt auf einen Objektträger aus Kalknatronglas (75 x 25 mm; Dicke 1,2 mm)
- Acrylat-Klebstoffversiegelung, biokompatibel, druckempfindlich
- Hydrophober blauer Rand zur Abgrenzung der Zellkulturbereiche
- Nummerierte Wells
- Wird mit einem Werkzeug geliefert, das die Kammer von der Klinge trennt

Anwendungen

- In-situ-Analyse (PCR, Immunfärbung, Fluoreszenz)
- Gewebe- oder Tumortypisierung

Empfohlenes Volumen abhängig von der Oberfläche

Anzahl Fächer	Kulturfläche (cm²)	Arbeitsvolumen (ml)/ Kammer
4	1,7	0,7-1,25
8	0,7	0,3-0,5

Art. Nr.	Anzahl Fächer	Material der Klinge	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
354114	4	Kalknatronglas	-	12	24	**AA -**
354104	4	Kalknatronglas	-	12	96	**AA -**
354557	4	Kalknatronglas	Kollagen I	4	12	**AA -**
354559	4	Kalknatronglas	Fibronectin	4	12	**AA -**
354577	4	Kalknatronglas	Poly-D Lysin	4	12	**AA -**
354118	8	Kalknatronglas	-	12	24	**AA -**
354108	8	Kalknatronglas	-	12	96	**AA -**
354557	8	Kalknatronglas	Kollagen I	4	12	**AA -**
354631	8	Kalknatronglas	Fibronectin	4	12	**AA -**
354632	8	Kalknatronglas	Poly-D Lysin	4	12	**AA -**