Greiner Bio-One Kultur-Kammern

- Steril
- Polystyrolkammer, aufgeklebt auf einen Objektträger mit integriertem Deckglas aus Borosilikatglas Klasse 1.0 (75 x 25 mm; Dicke des mittleren Deckglases 175 µm)
- 2 Versionen: Standard-Borosilikatglas oder Advanced TC-Borosilikatglas
- Das abnehmbare schwarze Fach verhindert die Kreuzkontamination von Signalen und Autofluoreszenzprobleme
- Kompatibel mit hochauflösenden Mikroskopietechniken
- Alphanumerische Kennzeichnung
- Nicht-zytotoxisch



Empfohlenes Volumen abhängig von der Oberfläche

Anzahl Fächer	Kulturfläche (cm^2)	Arbeitsvolumen (ml)/ Kammer
10	3,3	0,44

Art. Nr.	Anzahl Fächer	Material der Klinge	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
543079	10	Borosilikatglas	Standard TC	5	45	AA -
543078	10	Borosilikatglas	Standard TC	1	20	AA -
543979	10	Borosilikatglas	Advanced TC	5	45	AA -
543978	10	Borosilikatglas	Advanced TC	1	20	AA -

Nunc™ LabteK™ Kulturkammern

Empfohlenes Volumen abhängig von der Oberfläche

Anzahl Fächer	Kulturfläche (cm^2)	Arbeitsvolumen (ml)/ Kammer
1	9,4	2,54,5
2	4,2	1,2-2
4	1,8	0,5-0,9
8	0,8	0,2-0,4
16	0,4	0,1-0,2

- Polystyrolkammer auf Objektträger oder Deckglas geklebt
- Dichtung aus medizinischem Silikon
- Deckel mit seitlichem Griff (ohne Griff bei der Version mit 16 Fächern)

Auf Klinge, trennbar mit Silikondichtung

- Kultur behandelten Klinge Oberfläche
- 2 Versionen: Kultur behandeltes Kalk-Natron-Glas oder Permanox-Kunststoff Nunclon Delta
- Maße L x B: 75 x 25 mm, Dicke : 1 mm
- Minimale Fluoreszenz
- Glas hat eine höhere chemische Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Säuren, Basen und Hitze als Kunststoff
- Die Kammer kann leicht und ohne Werkzeug von der Klinge getrennt werden
- Die Silikondichtung dient als Barriere zwischen den Fächern, sobald die Kammer entfernt wird
- Die Version mit 16 Wells hat 2 x 8 Wells mit dem gleichen Abstand wie eine Mikrotiterplatte und verfügt zusätzlich über einen seitlichen Schreibbereich





Art. Nr.	Anzahl Fächer	Material der Klinge	VE	CHF/ VE
055072	1	Kalknatronglas	8	AA -
055073	2	Kalknatronglas	8	AA -
055074	4	Kalknatronglas	8	AA -
055075	8	Kalknatronglas	8	AA -
055088	16	Kalknatronglas	16	AA -
055068	1	Permanox-Kunststoff	8	AA -
055069	2	Permanox-Kunststoff	8	AA -
055070	4	Permanox-Kunststoff	8	AA -
055071	8	Permanox-Kunststoff	8	AA -

Deckglas als Zubehör

Art. Nr.	Maße L x B (mm)	Empfohlen für	VE	CHF/ VE
055089B	22 x 74	Kammer mit 16 Fächern, Art. Nr. 055088	96	AA -

Auf Objektträger, nicht trennbar mit Silikondichtung

- Aus 1,0-Borosilikatglas
- Maße L x B: 75 x 57 mm, Dicke: Nr. 1 (0,013 - 0,017 mm)
- Die Kammer kann vom Objektträger nicht getrennt werden
- Optimal für invertierte Mikroskopie mit hoher Leistung



Art. Nr.	Anzahl Fächer	Material der Klinge	VE	CHF/ VE
055080	1	Borosilikatglas	8	AA -
055081	2	Borosilikatglas	8	AA -
055082	4	Borosilikatglas	8	AA -
055083	8	Borosilikatglas	8	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com