Kulturflaschen auf Objektträgern

Kulturflaschen auf Objektträgern Nunc™



Flasche

- Das Fläschchen ist auf einem mit Nunclon™ Delta-Kulturen behandelten Polystyrol-Objektträger durch Ultraschallverschweißung befestigt und ermöglicht eine langfristige, auslaufsichere Inkubation
- Die Flasche kann leicht von der Klinge abgenommen werden

Empfohlenes Volumen abhängig von der Oberfläche

Kulturfläche (cm²)	Arbeitsvolumen (ml)/ Kammer
10	2,5- 5

Flaskette

- Fläschchen (20 x 50 mm), das mit einer Dichtung auf einem Glasobjektträger befestigt ist
- Die Flasche kann sich von der Klinge lösen

Empfohlenes Volumen abhängig von der Oberfläche

Kulturfläche (cm²)	Arbeitsvolumen (ml)/ Kammer
9	2,5- 5

Anwendungen

- Autoradiographie
- Einzelzell-Immunfluoreszenz

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055065	Flasche	5	50	AA -
055066	Flaskette	8	16	AA -

TPP ® Kulturflaschen auf Objektträger



- Polystyrolflasche, die auf einem COP-Objektträger (75 x 25 mm) befestigt und mit einer biokompatiblen Dichtung versehen ist
- Brechungsindex ähnlich wie bei Glas
- Die Flasche kann leicht von der Klinge abgenommen werden
- Konstanter Gasaustausch dank des Filterstopfens und seiner 0,22 µm PTFE-Membran
- Stapelbar

Anwendungen

- Virus- und Mykoplasmentests, Chromosomenstudien, Toxizitätstests und Immunzytologie


Empfohlenes Volumen abhängig von der Oberfläche

Kulturfläche (cm²)	Arbeitsvolumen (ml)/ Kammer
10	4-6

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
170010	Clipmax	5	5	AA -

Hybridwell™-Kulturflaschen auf SPL-Objektträgern





- Steril
- Polystyrol-Kammer, aufgeklebt auf einen Objektträger aus Glas (75 x 25 mm)
- Nicht-zytotoxisch
- Die Klinge ist in verschiedenen Materialien erhältlich:
  - Glas, natürlich aufgeladen, ideale Wachstumsfläche für für adhärente Zellen;
  - DLux, modifizierter Kunststoff mit minimaler Autofluoreszenz
  - FLux, modifizierte Kunststofffolie (188 µm) für die konfokale Mikroskopie

DNase RNase | Human DNA | DNase RNase

Empfohlenes Volumen abhängig von der Oberfläche

Kulturfläche (cm²)	Arbeitsvolumen (ml)/ Kammer
9	2,5-5,5

Art. Nr.	Kultur behandelt	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
330069	Nein	6	12	AA -
330070	Ja	6	12	AA -
330071	Ja	6	12	AA -