Objektträger und Kulturklingen

Zellanhaftung und -wachstum ähnlich wie bei Standard-Zellkulturmedien (Kolben und Schalen) mit kulturbehandelten Objektträgern.

Anwendungen

Zell- und Gewebestudien / Immunfluoreszenz und Immunmarkierung für Zytologie, Histologie, Parasitologie, Bakteriologie und Virologie / Immobilisierung von DNA, Nukleinsäuren, Antikörpern, Proteinen und anderen kleinen Molekülen / Proteinmarkierung, Mikroarrays / Hybridisierungsstudien

Falcon® Kultur-Objektträger und Klingen

Behandlung zur Erhöhung der Zelladhäsion

Art. Nr.	Ø (mm)	Behandlung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
354086	12	Poly - D - Lysin	80	80	AA -
354087	12	Poly-D-Lysin/Laminin	80	80	AA -
354085	12	Poly-L-Lysin	80	80	AA -
354089	22	Kollagen I	60	60	AA -
354088	22	Fibronectin	60	60	AA -




Nunc™ Kultur-Objektträger und Klingen

Kultur behandelte Objektträger

2 Arten von Kunststoffen:
- Permanox: transparenter Kunststoff für minimale Fluoreszenz
- Polystyrol: Autofluoreszenz < 485 nm

Art. Nr.	Maße L x B (mm)	Material	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055600	25 x 75	Polystyrol	20	100	AA -
055601	25 x 75	Permanox	20	100	AA -



Thermanox™-Kulturklingen

Hergestellt aus exklusivem Polyester, hochgradig lösungsmittelbeständig (Xylol, Aceton, Essigsäure)

Sehr geringe Gasdurchlässigkeit


Autofluoreszenz : 380 nm bis 545 nm

Dicke : 0,2 mm

Anwendungen: Zytostatika-Färbung, Montage, Beschichtung oder Szintillationszählung

Nicht empfohlen für Phasenkontrastmikroskopie oder Verfahren mit Fluoreszenzfarbstoffen

Art. Nr.	Ø (mm)	Empfohlen für	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055117	13	Platten 24 Wells	50	500	AA -
056167	15	-	50	500	AA -
056168	22	-	50	500	AA -
055120	25	Platten 6 Wells	50	500	AA -



Rechteckige Klingen

Art. Nr.	Maße L x B (mm)	Empfohlen für	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055121	10,5 x 22	Quadratische Kulturkammern mit 8 Wells, Art. Nr. 056278 und 056279; Objektträgerflaschen, Art. Nr. 055054	50	500	AA -
055122	22 x 60	4-Wells quadratische Kulturkammern, Art. Nr. 056276 und 056277	50	500	AA -
056166	24 x 30	-	50	500	AA -

Weitere Kultur behandelte Objektträger

Beständiger als Standardklingen

2 Versionen :
- aus Standard-Kristallpolystyrol
- aus Acryl für UV-Durchlässigkeit

Dicke : 1,1 mm

Nicht beständig gegen die folgenden Chemikalien: Ethanol, Methanol, Phenol, organische Säuren (z. B. Essigsäure), Benzin, aromatische Lösungsmittel (z. B. Benzol, Toluol, Xylol und Terpentin), chlorierte Kohlenwasserstoffe (z. B. Methylenchlorid und Tetrachlormethan), Ketone und andere



Art. Nr.	Maße L x B (mm)	Material	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
064053	75 x 25	Polystyrol	25	150	AA -
064054	75 x 25	Acryl	25	150	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com