Falcon® 15 und 50 ml Zentrifugenröhrchen







Volumen (mg)	15				50	
Außen-Ø (mm)	17				29,72	
Innen-Ø (mm)	14,66				27,81	
H. ohne Stopfen (mm)	118,8				114,55	
H. mit Stopfen (mm)	120,75				115,8	
Material	Polypropylen; Kappe aus HDPE	Polypropylen; Kappe aus HDPE	Polystyrol; HDPE-Kappe	Polystyrol; HDPE-Kappe	Polypropylen; Kappe aus HDPE	Polypropylen; Kappe aus HDPE
Steril	Ja				Ja	
Autoklavierbar	Nein				Nein	
Max. Zentrifugations-Geschwindigkeit (g)	12000	12000	1800	1800	16000	16000
Rand	Nein				Nein	
Graduierung	Ja (in 0,5-ml-Schritten)				Ja (in 2,5-ml-Schritten)	
Beschriftungsbereich	Ja				Ja	
Farben	Transparent				Transparent	
Einsatztemperatur	-80 °C bis +121 °C				-80 °C bis +121 °C	
Eigenschaften	. Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen und nicht-zytotoxisch Medizinische Verpackungen, die perfekte Sterilität garantieren. Hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche für verbesserte Zell- und Proteinrückgewinnung	. Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen und nicht-zytotoxisch Medizinische Verpackungen, die perfekte Sterilität garantieren. Hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche für eine bessere Zell- und Proteinrückgewinnung. Rack mit alphanumerischer Beschriftung und Sichtfenster für den Röhrcheninhalt	. Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen und nicht-zytotoxisch Medizinische Verpackungen, die perfekte Sterilität garantieren. Hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche für verbesserte Zell- und Proteinrückgewinnung	. Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen und nicht-zytotoxisch Medizinische Verpackungen, die perfekte Sterilität garantieren. Hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche für eine bessere Zell- und Proteinrückgewinnung. Rack mit alphanumerischer Beschriftung und Sichtfenster für den Röhrcheninhalt	. Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen und nicht-zytotoxisch Medizinische Verpackungen, die perfekte Sterilität garantieren. Hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche für verbesserte Zell- und Proteinrückgewinnung	. DNase- und RNase-frei, endotoxinfrei und nicht zytotoxisch. Medizinische Verpackungen garantieren perfekte Sterilität. Hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche für eine bessere Zell- und Proteinrückgewinnung. Rack mit alphanumerischer Beschriftung und Sichtfenster für den Inhalt des Röhrchens
VE	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen
Art. Nr. Blaue Kappe	**352096**	**352097**	**352095**	**352099**	**352070**	**352098**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

