Corning® 15 und 50 ml Zentrifugenröhrchen

CORNING



Volumen (mg)	15					
Ø (mm)	17,5					
Höhe (mm)	118,5					
Material	PET; HDPE-Verschluss		Polypropylen; Kappe aus HDPE			
Steril	Ja					
Verschluss-Typ	Mit Gewinde und Dichtung	Mit Gewinde und Dichtung	Mit Gewinde und Dichtung	Mit Gewinde und Dichtung	CentriStar™	CentriStar™
Autoklavierbar	Nein					
Max. Zentrifugations-Geschwindigkeit (g)	3600	3600	12000	12000	12500	12500
Rand	Nein					
Graduierung ext. (mm)	Ja (in 0,5ml-Schritten zwischen 1,5ml und 14,5ml)					
Beschriftungsbereich	Ja					
Farben	Transluzent					
Einsatztemperatur	-	-	-	-	-80 °C bis +120 °C	-80 °C bis +120 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen; nicht zytotoxisch; getestet bei 95kPa				Kappendesign für einfache Handhabung, leichtes Öffnen und Schließen und perfekte Abdichtung; DNase- und RNase-frei, endotoxin-frei; nicht zytotoxisch	
VE	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen
Art. Nr. Orange Kappe	**430055**	**430053**	**430766**	**430052**	**430791**	**430790**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Volumen (mg)	50						
Ø (mm)	29,1						
Höhe (mm)	114,4	114,4	114,4	114,9	114,4	114,4	115,08
Material	PET; HDPE-Verschluss	Polypropylen; Kappe aus HDPE		Polypropylen; Deckel aus Polyethylen	Polypropylen; Kappe aus HDPE		Polypropylen; Deckel aus Polyethylen
Steril	Ja						
Verschluss-Typ	Mit Gewinde und Dichtung				CentriStar™		
Autoklavierbar	Nein						
Max. Zentrifugations-Geschwindigkeit (g)	3600	15500	15500	3000	17000	17000	3000
Rand	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Graduierung	Ja (in 2,5ml-Schritten zwischen 5ml und 50ml)						
Beschriftungsbereich	Ja						
Farben	Transluzent						
Einsatztemperatur	-	-	-	-	-80 °C bis +120 °C	-80 °C bis +120 °C	-80 °C bis +120 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen; Nicht zytotoxisch; getestet bei 95kPa				Kappendesign für einfache Handhabung, leichtes Öffnen und Schließen und perfekte Abdichtung; DNase- und RNase-frei, endotoxinfrei; nicht zytotoxisch		
VE	20 Racks mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen
Art. Nr. orange Kappe	**430304**	**430291**	**430290**	**430897**	**430829**	**430828**	**430921**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com