Zentrifugenröhrchen 15 und 50 ml Greiner Bio-One



Volumen (mg)	15								
Ø -außen (mm)	16,95								
Ø -innen (mm)	15,16								
Höhe ohne Kappe (mm)	119,5								
Höhe mit Kappe (mm)	120,5								
Material	Polystyrol; HDPE-Kappe		Polypropylen; Kappe aus HDPE						
Steril	Ja								
Autoklavierbar	Nein		Ja (ohne Kappe)						
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	4500		15000						
Rand	Nein								
Graduierung	Ja (Schritt 0,5)								
Beschriftungsbereich	Ja								
Farben	Transparent					Schwarz			
Einsatztemperatur :	-20 °C bis +60 °C		-196 °C bis +121 °C						
Eigenschaften	Frei von DNasen und RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen und Schwermetallen; nicht zytotoxisch				Dreifachverpackung ideal für Reinraumanwendungen Reinraumanwendungen; RNase, DNase, menschliche DNA und pyrogenfrei; nicht zytotoxisch	Frei von DNasen und RNasen, menschlicher DNA, Endotoxinen und Schwermetallen; nicht zytotoxisch			
VE	10 Beutel mit 100 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 100 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen	100 Dreifachverpackung mit 5 Röhrchen	1 Beutel mit 100 Röhrchen	10 Beutel mit 100 Röhrchen	1 Racks mit 50 Röhrchen	10 Racks mit 50 Röhrchen
Art. Nr. blaue Kappe	**188171**	**188161**	**188271**	**188261**	**188271TRI**	**188280A**	**188280**	**188283A**	**188283**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Volumen (mg)	50								
Ø -außen (mm)	29,5								
Ø -innen (mm)	27,48								
Höhe ohne Kappe (mm)	114,5	114,5	114,5	115,5	115,5	114,5	114,5	114,5	114,5
Höhe mit Kappe (mm)	115,5	115,5	115,5	116,5	116,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Material	Polypropylen; Kappe aus HDPE								
Steril	Ja								
Autoklavierbar	Ja (ohne Kappe)	Ja (ohne Kappe)	Ja (ohne Kappe)	Nein	Nein	Ja (ohne Kappe)	Ja (ohne Kappe)	Ja (ohne Kappe)	Ja (ohne Kappe)
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	17000	17000	17000	11500	11500	9000	9000	9000	9000
Rand	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Graduierung	Ja (in 2,5-ml-Schritten)								
Beschriftungsbereich	Ja								
Farben	Transluzent					Schwarz			
Einsatztemperatur :	-196 °C bis +121 °C								
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen; nicht zytotoxisch		Dreifachverpackung ideal für Reinraumanwendungen; frei von DNase, RNase, menschlicher DNA und Endotoxin; nicht zytotoxisch	Frei von DNasen, RNasen, menschlicher DNA und Endotoxinen; nicht zytotoxisch					
VE	20 Beutel mit 25 Röhrchen	12 Racks mit 25 Röhrchen	50 Dreifachverpackungungen mit 5 Röhrchen	18 Beutel mit 25 Röhrchen	12 Racks mit 25 Röhrchen	1 Beutel mit 20 Röhrchen	25 Beutel mit 20 Röhrchen	Racks mit 25 Röhrchen	12 Racks mit 25 Röhrchen
Art. Nr. blaue Kappe	**227261**	**227270**	**227261TRI**	**210261**	**210270**	**227280A**	**227280**	**227283A**	**227283**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**