15 UND 50 ML ZENTRIFUGENRÖHRCHEN

15 und 50 ml Zentrifugenröhrchen Nunc™



Volumen (mg)	15		50	
Ø -außen (mm)	17		30	
Höhe (mm)	120		115	
Material	Polypropylen		Polypropylen	
Steril	Ja		Ja	
Autoklavierbar	Nein		Nein	
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	10500		17000	
Rand	Nein		Nein	
Graduierung	Ja		Ja	
Beschriftungsbereich	Ja		Ja	
Farben	Transluzent		Transluzent	
Eigenschaften	Frei von DNasen und RNasen und Endotoxinen; nicht zytotoxisch; USP-Klasse VI	DNase-, RNase- und Endotoxin-frei; nicht zytotoxisch; USP-Klasse VI; recycelbarer Kunststoffrack	Frei von DNasen und RNasen und Endotoxinen; nicht zytotoxisch; USP-Klasse VI	DNase-, RNase- und Endotoxin-frei; nicht zytotoxisch; USP-Klasse VI; recycelbarer Kunststoffrack
VE	10 Beutel mit 50 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	12 Racks mit 25 Röhrchen
Art. Nr. Blaue Kappe	**056770**	**056771**	**056772**	**056773**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

15 und 50 ml TPP®-Zentrifugenröhrchen



Volumen (mg)	15				50			
Ø -außen (mm)	17,1				30			
Höhe (mm)	120				115			
Material	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen			Polystyrol; Deckel aus Polyethylen	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen			
Steril	Ja				Ja			
Autoklavierbar	Nein				Nein			
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	15500	15500	15500	1700	15500	15500	15500	15500
Rand	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Graduierung	Ja (in Schritten von 0,1 ml bis 0,5 ml und 0,5 ml bis 15 ml)				Ja (Schritte von 0,5 ml zu 2 ml; 2,5 ml bis zu 50 ml)			
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen + Etikett auf der Kappe				Ja auf dem Röhrchen + Etikett auf der Kappe			
Farben	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transparent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent
Einsatztemperatur :	-190 °C bis +120 °C	-190 °C bis +120 °C	-190 °C bis +120 °C	-40 °C bis +75 °C	-190 °C bis 120 °C	-190 °C bis 120 °C	-190 °C bis +110 °C	-190 °C bis 120 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen (<0,06EU/ml); TSE/BSE-frei				Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen (<0,06EU/ml; TSE/BSE-frei			
VE	20 Beutel mit 40 Röhrchen	10 Racks mit 30 Röhrchen	100 Röhrchen in Dreifachverpackung	20 Beutel mit 40 Röhrchen	18 Beutel mit 20 Röhrchen	10 Racks mit 20 Röhrchen	100 Röhrchen in Dreifachverpackung	16 Beutel mit 20 Röhrchen
Art. Nr.gelbe Kappe	**191015**	**191017**	**191015T**	**191115**	**191050**	**191018**	**191050T**	**191051**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zentrifugenröhrchen für die Bestimmung der Zelldichte TPP

- **Alternative zur manuellen Zählung für die Bestimmung der Zelldichte in Suspensionskulturen**
- **Eine Probe der Zellen wird in das Röhrchen gegeben und 1 Minute lang bei 2500 g zentrifugiert. Anhand des Volumens des so gebildeten Granulats lässt sich die Zelldichte bestimmen**
- **Breites Angebot an Zählungen : 10^5 Zellen/ml à 10^7 Zellen/ml**

Art. Nr.	Bezeichnung	Ø x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
187005	Röhrchen 1 ml PS graduiert ohne Deckel	10,5 x 43	50	250	**AA -**
187007	Röhrchen 1 ml PS unbeschichtet ohne Deckel	10,5 x 43	50	150	**AA -**
187008	PE-Stopfen	ø 13,5	50	150	**AA -**



WEB

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um die Anleitung zu pH- Widerstandsfähigkeit zu finden.

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com