
15 UND 50 ML ZENTRIFUGENRÖHRCHEN

15 und 50 ml TPP®-Zentrifugenröhrchen



Volumen (ml)	15			50			
Außen-Ø (mm)	17			30			
Höhe (mm)	120			115			
Material	Polypropylen			Polypropylen			
Steril	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Autoklavierbar	Ja			Ja			
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	12000			12000			
Rand	Nein			Nein	Nein	Nein	Ja
Graduierung	Ja (in 0,5-ml-Schritten)			Ja (in 2,5-ml-Schritten)			
Beschriftungsbereich	Ja			Ja			
Farben	Transparent			Transparent			
Einsatztemperatur :	-80 °C bis +121 °C			-80 °C bis +121 °C			
Eigenschaften	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen <0,05EU/ml; Auslauftest bei jedem Röhrchen; geringe Proteinretention	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen <0,05EU/ml; Dichtigkeitsprüfung bei jedem Röhrchen; geringe Proteinrückhaltung; wiederver-schließbarer Beutel		Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen <0,05EU/ml; Dichtigkeitsprüfung bei jedem Röhrchen; geringe Proteinrückhaltung; wiederverschließ-barer Beutel	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen <0,05EU/ml; Auslauftest bei jedem Röhrchen; geringe Proteinretention	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen <0,05EU/ml; Dichtigkeitsprüfung bei jedem Röhrchen; geringe Proteinrückhaltung; wiederver-schließbarer Beutel	
VE	20 Racks zu 25	20 Beutel zu 25	20 Beutel zu 25	20 Beutel zu 25	20 Racks zu 25	20 Beutel zu 25	20 Beutel zu 25
Art. Nr. Grün Kappe	**131038C**	**131040C**	**131042C**	**131032C**	**131135C**	**131034C**	**131036C**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

15 und 50 ml SPL-Zentrifugenröhrchen



Volumen (mg)	15				50			
Ø (mm)	16,9				30			
Höhe (mm)	119,2				115			116
Material	Polystyrol; HDPE-Kappe	Polystyrol; HDPE-Kappe	Polypropylen; Kappe aus HDPE	Polypropylen; Kappe aus HDPE	Polypropylen; Kappe aus HDPE			
Steril	Ja				Ja			
Autoklavierbar	Nein				Nein			
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	3000	3000	13000	13000	14000	20000	14000	14000
Rand	Nein				Nein	Nein	Nein	Ja
Graduierung	Ja				Ja			
Beschriftungsbereich	Ja				Ja			
Farben	Transluzent				Transluzent			
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen und nicht-zytotoxisch							
VE	10 Beutel mit 50 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	10 Beutel mit 10 Röhrchen	12 Racks mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen
Art. Nr. Grün Kappe	**330110**	**330115**	**330109**	**330114**	**330111**	**330113**	**330116**	**330112**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Das übrige Sortiment an Zentrifugenröhrchen finden Sie in unserem Kapitel „Röhrchen und Racks“