
Weitere Zentrifugenröhrchen 15 und 50 ml



Volumen (mg)	15				50				
Ø (mm)	17				30				
Höhe (mm)	120				115				
Material	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen				Polypropylen; Deckel aus Polyethylen				
Steril	Ja				Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Autoklavierbar	Ja ohne Kappe				Ja ohne Kappe				
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	12000				16000				
Rand	Nein				Nein				
Graduierung	Ja				Ja				
Beschriftungsbereich	Ja und Möglichkeit der Kennzeichnung auf der Kappe				Ja und Möglichkeit der Kennzeichnung auf der Kappe				
Farben	Transluzent				Transluzent				
Einsatztemperatur	±80 °C bis +120 °C				±80 °C bis +120 °C				
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen und nicht-zytotoxisch								
VE	20 Beutel mit 25 Röhrchen	12 Polypropylenracks mit 25 Röhrchen	6 Polystyrol-Racks mit 50 Röhrchen	12 Kartonracks mit 25 Röhrchen	12 Polypropylenracks mit 25 Röhrchen	20 wiederver-schließbare Beutel mit 25 Röhrchen	12 Polystyrol-Racks mit 25 Röhrchen	12 Kartonracks mit 25 Röhrchen	12 Kartonracks mit 25 Röhrchen
Art. Nr. Grün Kappe	**978521**	**978500**	**978495**	**978497**	**978502**	**978522**	**978496**	**978498**	**978499**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Volumen (mg)	15				50			
Ø (mm)	17				30			
Höhe (mm)	120				115			
Material	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen				Polypropylen; Deckel aus Polyethylen			
Steril	Ja				Ja			
Typ der Kappe	Aufschraubbar; Flip top, Polyethylen mit integrierter Dichtung		Snap		Aufschraubbar; Flip top, Polyethylen mit integrierter Dichtung		Snap	
Autoklavierbar	Ja ohne Kappe	Ja ohne Kappe	Ja	Ja	Ja ohne Kappe	Ja ohne Kappe	Ja	Ja
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	9400	9400	5500	1000	9400	9400	5500	1000
Rand	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
Graduierung	Ja, gedruckt mit einer Genauigkeit von +/- 2%; in den konischen Boden einge-gossen	Ja, gedruckt; Genauigkeit +/- 2%	Ja, geformt; 0,5 ml-Schritte	Ja, geformt; 0,5 ml-Schritte	Ja, gedruckt mit einer Genauigkeit von +/- 2%; in den konischen Boden einge-gossen	Ja, gedruckt mit einer Genauigkeit von +/- 2%; in den konischen Boden einge-gossen	Eingegossene Graduierungen; 2,5 ml-Schritte	Eingegossene Graduierungen; 2,5 ml-Schritte
Beschriftungsbereich	Ja				Ja			
Farben	Transluzent				Transluzent			
Eigenschaften	Ergonomische Kappe für den einhändigen Gebrauch; eingegos-sene Graduierungen im Boden des Röhrchens sind ideal für die Beobachtung des Granulats oder zur Identifizierung kleiner Mengen	Ergonomisch geformte Kappe für Einhandbedienung	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	Ergonomische Kappe für den einhändigen Gebrauch; eingegos-sene Graduierungen im Boden des Röhrchens sind ideal für die Beobachtung des Granulats oder zur Identifizierung kleiner Mengen		Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen
VE	20 Racks mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	10 Beutel mit 50 Röhrchen	20 Racks mit 25 Röhrchen	20 Beutel mit 25 Röhrchen	10 Beutel mit 25 Röhrchen	10 Beutel mit 25 Röhrchen
Art. Nr. Natur Kappe	**978492**	**978493**	**-**	**-**	**978383**	**978384**	**-**	**-**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**-**	**-**	**AA -**	**AA -**	**-**	**-**
Art. Nr. Grün Kappe	**-**	**-**	**978449**	**978450**	**-**	**-**	**978451**	**978452**
CHF/VE	**-**	**-**	**AA -**	**AA -**	**-**	**-**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com