
ZENTRIFUGENRÖHRCHEN

Falcon®-Zentrifugenröhrchen mit großem Volumen



Volumen (mg)	175	225
Ø (mm)	60,71	
Höhe ohne Kappe (mm)	118,11	137,16
Höhe mit Kappe (mm)	120,35	139,4
Material	Polypropylen; Kappe aus HDPE	
Steril	Ja	
Boden	Konisch	
Autoklavierbar	Nein	
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	7500	
Graduierung	Ja (in Schritten von 10 ml)	
Beschriftungsbereich	Nein	
Einsatztemperatur :	-196 °C bis +121 °C	
Eigenschaften	Hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche	
VE	6 Beutel mit 8 Flaschen	6 Beutel mit 8 Flaschen
Art. Nr. blaue Kappe	**352076**	**352075**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**



Art. Nr. Zentrifugenadapter	**352090**
VE	8 Adapter
CHF/VE	**AA -**

Corning® großvolumige Zentrifugenröhrchen



Volumen (mg)	250	500
Ø (mm)	59,69	-
Höhe (mm)	161	-
Material	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen	
Steril	Ja	
Boden	Konisch	
Autoklavierbar	Nein	
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	6000	
Graduierung	Ja	
Beschriftungsbereich	Nein	
Einsatztemperatur :	-196 °C bis +121 °C	
Eigenschaften	Frei von Endotoxinen	
VE	17 Beutel mit 6 Flaschen	6 Beutel mit 6 Flaschen
Art. Nr. orange Kappe	**430776**	**431123**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**



Für Flasche	250 ml	500 ml
Art. Nr. Zentrifugenadapter	**430236**	**431124**
VE	Beutel mit 6 Adaptern	Beutel mit 6 Adaptern
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Corning® großvolumige Zentrifugenröhrchen



Volumen (mg)	250				500			
Ø (mm)	60	60	62	62	68	68	69	69
Höhe (mm)	130	128	131	129	168	167	170	169
Material	Polypropylen	Polypropylen	Polykarbonat; Deckel aus Polypropylen	Polykarbonat; Deckel aus Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polykarbonat; Deckel aus Polypropylen	Polykarbonat; Deckel aus Polypropylen
Steril	Ja							
Typ der Kappe	Mit Dichtung	Standard	Mit Dichtung	Standard	Mit Dichtung	Standard	Mit Dichtung	Standard
Boden	Flach							
Autoklavierbar	Ja							
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	13500	8250	13500	8250	13500	8250	13500	8250
Graduierung	Ja							
Beschriftungsbereich	Nein							
VE	9 Beutel mit 4 Flaschen	9 Beutel mit 4 Flaschen	9 Beutel mit 4 Flaschen	9 Beutel mit 4 Flaschen	6 Beutel mit 4 Flaschen	6 Beutel mit 4 Flaschen	6 Beutel mit 4 Flaschen	6 Beutel mit 4 Flaschen
Art. Nr. orange Kappe	**00431840**	**00431841**	**00431842**	**00431843**	**00431844**	**00431845**	**00431846**	**00431847**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**