Nunc™ Zentrifugenröhrchen mit großem Volumen

Thermo SCIENTIFIC nunc

Volumen (mg)	250
Ø (mm)	59,7
Höhe (mm)	144,2
Material	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen
Steril	Ja
Boden	Konisch
Autoklavierbar	Ja
Max. Zentrifugationsgeschwindigkeit (g)	10000
Graduierung	Nein
Beschriftungsbereich	Nein
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen; USP VI-konform
VE	10 Beutel mit 40 Röhrchen
Art. Nr. blaue Kappe	**056886**
CHF/VE	**AA -**



TIPP



Das übrige Sortiment an Zentrifugenröhrchen finden Sie in unsererm Kapitel „Röhrchen und Racks"



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com