
Falcon®-Kulturröhrchen mit Doppelpositionsverschluss



Volumen (mg)	5							14		
Außen-Ø (mm)	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	17,6	17,6	17,6
Innen-Ø (mm)	10,72	10,72	10,72	10,72	10,62	10,62	10,62	15,77	15,77	15,77
Höhe ohne Kappe (mm)	75,54	75,54	75,54	75,54	73,79	73,79	73,79	95,58	94,82	94,82
Höhe mit Kappe (mm)	76,22	76,22	-	-	74,54	-	-	96,09	96,09	-
Material	Polystyrol; LDPE-Verschluss	Polystyrol; LDPE-Verschluss	Polystyrol	Polystyrol	Polypropylen; Kappe aus LDPE	Polypropylen	Polypropylen	Polystyrol; LDPE-Verschluss	Polypropylen; Kappe aus LDPE	Polypropylen
Steril	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Boden	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund
Verschluss	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Typ der Kappe	Snap; Doppelte Position	Snap; Doppelte Position mit 35 µm Sieb	-	-	Snap; Doppelte Position	-	-	Snap; Doppelte Position	Snap; Doppelte Position	-
Autoklavierbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	1400	1400	1400	1400	3000	3000	3000	1400	3000	3000
Graduierung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja; geformt	Ja; Siebdruck	Ja; Siebdruck
Beschriftungsbereich	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Farben	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transparent	Transluzent	Transluzent
Einsatztemperatur :	+4 °C bis +60 °C	+4 °C bis +60 °C	+4 °C bis +60 °C	+4 °C bis +60 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C	+4 °C bis +60 °C	-80 °C bis +121 °C	-80 °C bis +121 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen <0,1EU/ml; Hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche			DNase- und RNase-frei; hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche	Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen <0,1EU/ml; Hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche		DNase- und RNase-frei; hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche	Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen <0,1EU/ml; Hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche		
Art. Nr.	**352003**	-	-	-	-	-	-	**352001**	**352006**	-
VE	500 einzeln verpackte Röhrchen									
CHF/VE	**AA -**	-	-	-	-	-	-	**AA -**	**AA -**	-
Art. Nr.	**352054**	-	**352052**	-	-	**352053**	-	**352051**	-	**352018**
VE	8 Beutel mit 125 Röhrchen									
CHF/VE	**AA -**	-	**AA -**	-	-	**AA -**	-	**AA -**	-	**AA -**
Art. Nr.	**352058**	**352235**	-	-	**352063**	-	-	**352057**	**352059**	-
VE	20 Racks mit 25 Röhrchen									
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	-	-	**AA -**	-	-	**AA -**	**AA -**	-
Art. Nr.	-	-	-	**352008**	-	-	**352002**	-	-	-
VE	Beutel mit 1000 Röhrchen									
CHF/VE	-	-	-	**AA -**	-	-	**AA -**	-	-	-

Snap-Verschluss mit doppelter Position



Art. Nr.	**352032**
VE	2000
CHF/VE	**AA -**

