Kulturröhrchen mit Doppelpositionsverschluss Greiner Bio-One








Volumen (mg)	4,5		5	12	14		
Außen-Ø (mm)	12,4	12,4	12	17	18	18	18
Innen-Ø (mm)	10	10	10	15	15	15	15
Höhe (mm)	75	75	75	76	95	95	95
Material	Polystyrol; HDPE-Verschluss		Polypropylen; LDPE-Verschluss	Polypropylen; LDPE-Verschluss	Polystyrol; HDPE-Verschluss		Polypropylen; LDPE-Verschluss
Steril	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Boden	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund
Verschluss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verschluss-Typ	Snap Doppelte Position						
Autoklavierbar	Nein	Nein	Ja (ohne Kappe)	Nein	Nein	Nein	Ja (ohne Kappe)
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	5000	5000	34000	34000	5500	5500	34000
Graduierung	Nein	Nein	Ja (in Schritten von 1 ml)	Ja (in Schritten von 1 ml bis 10 ml)	Nein	Nein	Ja (in Schritten von 1 ml)
Beschriftungsbereich	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Farben	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transluzent	Transparent	Transparent	Transluzent
Einsatztemperatur	±20 °C bis +60 °C	±20 °C bis +60 °C	-196 °C bis +121 °C	±196 °C bis +121 °C	±20 °C bis +60 °C	±20 °C bis +60 °C	-196 °C bis +121 °C
Eigenschaften	Frei von RNasen, DNasen, menschlicher DNA und Pyrogenen; nicht zytotoxisch	Kultur behandelt; frei von RNase, DNase, menschlicher DNA und Pyrogenen; nicht zytotoxisch	Frei von RNasen, DNasen, menschlicher DNA und Pyrogenen; nicht zytotoxisch	Frei von DNasess und RNasess, menschlicher DNA und Pyrogenen; nicht zytotoxisch	Kultur behandelt; frei von RNase, DNase, menschlicher DNA und Pyrogenen; nicht zytotoxisch	Frei von RNasen, DNasen, menschlicher DNA und Pyrogenen; nicht zytotoxisch	Frei von RNasen, DNasen, menschlicher DNA und Pyrogenen; nicht zytotoxisch
Art. Nr.	**120161**	**120160**	**115261**	**184261**	**-**	**-**	**187261**
VE	1000 einzeln verpackte Röhrchen						
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**	**-**	**AA -**
Art. Nr.	**-**	**-**	**-**	**-**	**191160**	**191161**	**-**
VE	750 einzeln verpackte Röhrchen						
CHF/VE	**-**	**-**	**-**	**-**	**AA -**	**AA -**	**-**
Art. Nr.	**120180**	**120190**	**115262**	**-**	**-**	**-**	**-**
VE	80 Beutel mit 25 Röhrchen						
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**	**-**	**-**	**-**
Art. Nr.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**191180**	**187262**
VE	40 Beutel mit 25 Röhrchen						
CHF/VE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**AA -**	**AA -**

Nunc™ Kulturröhrchen mit Doppelpositionsverschluss

Volumen (mg)	7
Ø (mm)	14
Höhe (mm)	100
Material	Polystyrol; Deckel aus Polyethylen
Steril	Ja
Boden	Rund
Verschluss-Typ	Snap; Doppelte Position
Autoklavierbar	Nein
Max. Zentrifugationsgeschwindigkeit (g)	-
Graduierung	Nein
Beschriftungsbereich	Nein
Einsatztemperatur :	-
Eigenschaften	Behandlung Nunclon Delta®
Art. Nr.	**055053**
VE	6 Beutel mit 100 Röhrchen
CHF/VE	**AA -**



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com