
KULTURRÖHRCHEN MIT DOPPELPOSITIONSVERSCHLUSS

Simport®-Doppelstopfen-Kulturröhrchen



Volumen (mg)	5		14	
Ø (mm)	12		17	
Höhe (mm)	75		95	
Material	Polystyrol	Polypropylen	Polystyrol	Polypropylen
Steril	Ja		Ja	
Boden	Rund		Rund	
Verschluss-Typ	Snap; Doppelte Position		Snap; Doppelte Position	
Autoklavierbar	Nein		Nein	
Max. Zentrifugationsgeschwindigkeit (g)	1400	3000	1400	3000
Graduierung	Ja		Ja	
Beschriftungsbereich	Ja		Ja	
Einsatztemperatur :	±20 °C bis +70 °C	-190 °C bis +121 °C	±20 °C bis +70 °C	-190 °C bis +121 °C
Art. Nr.	**039219**	**039225**	**039222**	**039228**
VE	500 einzeln verpackte Röhrchen			
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr.	**039220**	**039226**	**-**	**-**
VE	20 abziehbare Schalen mit 25 Röhrchen			
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**-**	**-**
Art. Nr.	**039221**	**-**	**039224**	**-**
VE	8 abziehbare Schalen mit 125 Röhrchen			
CHF/VE	**AA -**	**-**	**AA -**	**-**
Art. Nr.	**040760**	**040762**	**040763**	**040765**
VE	20 Beutel mit 25 Röhrchen			
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr.	**040761**	**-**	**040764**	**-**
VE	8 Beutel mit 125 Röhrchen			
CHF/VE	**AA -**	**-**	**AA -**	**-**

Weitere Kulturröhrchen mit doppeltem Snap-Verschluss



Volumen (mg)	5						
Ø (mm)	12						
Höhe (mm)	75						
Material	Polystyrol	Polystyrol; PE-Verschluss	Polystyrol; LDPE-Verschluss	Polystyrol; LDPE-Verschluss	Polypropylen; Kappe aus LDPE	Polypropylen	Polypropylen; Kappe aus PE
Steril	Ja	Ja	Ja; Bestrahlung	Ja; Ethylenoxid	Ja; Ethylenoxid	Ja	Ja
Boden	Rund						
Verschluss-Typ	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position	Snap Doppelte Position
Autoklavierbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Max. Zentrifugationsgeschwindigkeit (g)	8200	2000	1400	1400	3000	-	4000
Graduierung	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Beschriftungsbereich	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Einsatztemperatur :	-	0 °C bis 70 °C	-	-	-	-	-190 °C bis +120 °C
Eigenschaften	-	RNase und DNase frei	Frei von RNasen, DNasen, menschlicher DNA und Pyrogenen; nicht zytotoxisch			-	RNase und DNase frei
Art. Nr.	**064297**	**-**	**330123**	**330124**	**330125**	**064110**	**-**
VE	20 Beutel mit 25 Röhrchen						
CHF/VE	**AA -**	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**
Art. Nr.	**064298**	**-**	**-**	**-**	**-**	**064299**	**-**
VE	500 einzeln verpackte Röhrchen						
CHF/VE	**AA -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**AA -**	**-**
Art. Nr.	**-**	**062991**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062989**
VE	40 Beutel mit 25 Röhrchen						
CHF/VE	**-**	**AA -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**AA -**
Art. Nr.	**-**	**062992**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062990**
VE	8 Beutel mit 125 Röhrchen						
CHF/VE	**-**	**AA -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**AA -**