Weitere Kulturröhrchen mit doppeltem Snap-Verschluss (Fortsetzung)







Volumen (mg)	7			8		14		16	
Ø (mm)	17			13		17		17	
Höhe (mm)	95,4			100		100		100	
Material	Polystyrol; LDPE-Verschluss	Polystyrol; LDPE-Verschluss	Polypropylen; LDPE-Verschluss	Polystyrol	Polypropylen	Polypropylen Verschluss aus Polyethylen	Polystyrol Verschluss aus Polyethylen	Polystyrol	Polypropylen
Steril	Ja; Ethylenoxid	Ja Bestrahlt	Ja; Ethylenoxid	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Boden	Rund								
Verschluss-Typ	Snap; Doppelte Position								
Autoklavierbar	Nein								
Max. Zentrifugations-Geschwindigkeit (g)	1400	1400	3000	8200	10000	2000	4000	8200	10000
Graduierung	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Beschriftungsbereich	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Einsatztemperatur :	-	-	-	-	-	0 °C bis 70 °C	-190 °C bis +120 °C	-	-
Eigenschaften	Frei von RNasen, DNasen, menschlicher DNA und Pyrogenen; nicht zytotoxisch			-	-	RNase, Dnase frei		-	-
Art. Nr.	**330127**	**330128**	**330129**	**064300**	**064301**	**-**	**-**	**064306**	**064308**
VE	20 Beutel mit 25 Röhrchen								
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**	**-**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062994**	**062996**	**064307**	**064309**
VE	500 einzeln verpackte Röhrchen								
CHF/VE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062993**	**062995**	**-**	**-**
VE	40 Beutel mit 25 Röhrchen								
CHF/VE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**AA -**	**AA -**	**-**	**-**

Weitere Kulturröhrchen ohne Verschluss



Volumen (mg)	4	5		16		21
Ø (mm)	10	12	12	17	17	16
Höhe (mm)	75	75	75	100	100	150
Material	Polystyrol	Polystyrol	Polypropylen	Polystyrol	Polystyrol	Polystyrol
Steril	Ja					
Boden	Rund					
Autoklavierbar	Nein					
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	8200	8200	10000	8200	8200	8200
Graduierung	Nein					
Beschriftungsbereich	Nein					
Art. Nr.	**064295**	**064296**	**064196**	**064304**	**064305**	**064308**
VE	20 Beutel mit 25 Röhrchen					
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com