
KULTURRÖHRCHEN MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

Kulturröhrchen mit Schraubverschluss TPP®



Volumen (mg)	5
Ø (mm)	16
Höhe (mm)	120
Material	Polystyrol; Deckel aus Polyethylen
Steril	Rund
Boden	Rund
Verschluss-Typ	Gewinde; doppelte Position
Autoklavierbar	Nein
Max. Zentrifugationsgeschwindigkeit (g)	1200
Graduierung	Ja
Beschriftungsbereich	Ja
Einsatztemperatur :	0 °C bis 75 °C
Eigenschaften	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen (<0,06EU/ml); TSE/BSE-frei; kulturbehandelt; Wachstumsfläche 20 cm²
VE	40 Beutel mit 20 Röhrchen
Art. Nr.	**091106**
CHF/VE	**AA -**

Falcon-Schraubverschluss-Kulturröhrchen®



Volumen (mg)	8	16	19
Außen-Ø (mm)	13,08	15,39	15,39
Innen-Ø (mm)	11,17	13,87	13,87
Höhe ohne Kappe (mm)	100	123,16	152,53
Höhe mit Kappe (mm)	104,67	125,27	154,63
Material	Polystyrol; HDPE-Verschluss		
Steril	Ja		
Verschluss	Ja		
Boden	Rund		
Autoklavierbar	Nein		
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	1400		
Graduierung	Nein		
Beschriftungsbereich	Nein		
Farben	Transparent		
Einsatztemperatur :	+4 °C bis +60 °C		
Eigenschaften	Frei von DNasen, RNasen und Endotoxinen <0,1EU/ml; Hydrophobe und biologisch inerte Oberfläche		
Art. Nr.	**-**	**352037**	**352045**
VE	500 einzeln verpackte Röhrchen		
CHF/VE	**-**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr.	**352027**	**352025**	**-**
VE	8 Beutel mit 125 Röhrchen		
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**-**

Kulturröhrchen mit doppeltem Schraubverschluss



Volumen (mg)	5		14	
Außen-Ø (mm)	12		17	
Höhe (mm)	75		100	
Material	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen			
Steril	Ja	Nein	Ja	Nein
Boden	Rund			
Verschluss	Ja			
Verschluss-Typ	Zum schrauben doppelte Position			
Hals-Typ	Außengewinde			
Autoklavierbar	Nein			
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	4000			
Rand	Nein			
Graduierung	Ja	Nein	Ja	Nein
Beschriftungsbereich	Ja			
Farben	Transluzent			
Einsatztemperatur :	-190 °C bis +120 °C			
Art. Nr.	**062997**	**-**	**162604**	**-**
VE	20 Beutel mit 25 Röhrchen			
CHF/VE	**AA -**	**-**	**AA -**	**-**
Art. Nr.	**062998**	**162601**	**162605**	**162609**
VE	1000 Röhrchen und 1000 Kappen einzeln verpackt			
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr.	**062999**	**-**	**162606**	**-**
VE	500 einzeln verpackte Röhrchen			
CHF/VE	**AA -**	**-**	**AA -**	**-**

Kulturröhrchen mit Schraubverschluss Corning®



Volumen (mg)	15	
Ø (mm)	16	
Höhe (mm)	125	
Material	Polystyrol	
Steril	Ja	
Boden	Rund	
Autoklavierbar	Nein	
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	1400	
Graduierung	Nein	
Beschriftungsbereich	Nein	
Eigenschaften	Endotoxinfrei	Endotoxinfrei; Kulturbehandlung
VE	20 Beutel mit 25 Röhrchen	10 Racks mit 25 Röhrchen
Art. Nr.	**430157**	**430172**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**