Kulturröhrchen mit Schraubverschluss Greiner Bio-One





Volumen (mg)	12	
Außen-Ø (mm)	17	16,8
Innen-Ø (mm)	15,3	
Höhe (mm)	100	
Material	Polystyrol; HDPE-Verschluss	
Steril	Ja	
Boden	Rund	Konisch
Autoklavierbar	Nein	
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	5000	5000
Mit Rand	Nein	Ja
Graduierung	Nein	
Beschriftungsbereich	Nein	
Einsatztemperatur :	±20 °C bis +60 °C	
Eigenschaften	Frei von DNasen, Rnasen und menschlicher DNA und Endotoxine; Kulturbehandlung	
VE	200 Beutel mit 5 Röhrchen	
Art. Nr.	**163160**	**164160**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Nunc™ Kulturröhrchen mit Schraubverschluss



Volumen (mg)	7
Ø (mm)	14
Höhe (mm)	100
Material	Polystyrol; Deckel aus Polyethylen
Steril	Ja
Boden	Rund
Autoklavierbar	Nein
Max. Zentrifugationsgeschwindigkeit (g)	-
Graduierung	Nein
Beschriftungsbereich	Nein
Einsatztemperatur :	-
Eigenschaften	Behandlung Nunclon Delta®
VE	6 Beutel mit 100 Röhrchen
Art. Nr.	**055052**
CHF/VE	**AA -**

Schraubverschluss-Kulturröhrchen TPP®



Volumen (mg)	13	14	15
Ø (mm)	17,1		
Höhe (mm)	100	105	120
Material	Polypropylen; Deckel aus Polyethylen		
Steril	Ja		
Boden	Flach	Rund	Rund
Verschluss	Ja		
Autoklavierbar	Nein		
Max. Zentrifugations-geschwindigkeit (g)	15500		
Rand	Nein		
Graduierung	Ja (in Schritten von 0,5 ml)		
Beschriftungsbereich	Ja auf dem Röhrchen + Etikett auf der Kappe		
Farben	Transluzent		
Einsatztemperatur :	-190 °C bis +120 °C		
Eigenschaften	Frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen (<0,06EU/ml); TSE/BSE-frei		
VE	20 Beutel mit 40 Röhrchen		
Art. Nr. gelbe Kappe	**191019**	**191016**	**991017**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Weitere Kulturröhrchen mit Schraubverschluss



Volumen (mg)	8	19	21
Ø (mm)	13	16	16
Höhe (mm)	100	125	150
Material	Polystyrol	Polystyrol	Polypropylen
Steril	Ja		
Boden	Rund		
Verschluss-Typ	Mit Gewinde		
Autoklavierbar	Nein		
Graduierung	Nein		
Beschriftungsbereich	Nein		
Art. Nr.	**064302**	**064310**	**064313**
VE	20 Beutel mit 25 Röhrchen		
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr.	**064303**	**064311**	**-**
VE	500 einzeln verpackte Röhrchen		
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**-**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com