

SPEZIFISCHE KULTURRÖHRCHEN/ZELLSCHABER

Nunc™ Spezifische Kulturröhrchen



Volumen (mg)	3
Ø (mm)	16
Höhe (mm)	110
Material	Polystyrol; Deckel aus Polyethylen
Steril	Ja
Boden	Rund
Autoklavierbar	Nein
Graduierung	Nein
Beschriftungsbereich	Nein
Eigenschaften	Flache Oberfläche von 5,5 cm²; Nunclon Delta®-Kulturbehandlung
VE	6 Beutel mit 75 Röhrchen
Art. Nr.	**055054**
CHF/VE	**AA -**


Spezifisches Kulturröhrchen TPP®



Volumen (mg)	18
Ø (mm)	30
Höhe (mm)	105
Material	Polystyrol; Deckel aus Polyethylen
Steril	Ja
Boden	Konisch
Verschluss-Typ	Zum schrauben mit PTFE-Membran 0,22 µm
Autoklavierbar	Nein
Max. Zentrifugationsgeschwindigkeit (g)	1200
Graduierung	Ja
Beschriftungsbereich	Ja
Einsatztemperatur :	0 °C bis 75 °C
Eigenschaften	Flache Oberfläche von 10 cm² Kulturbehandlung; frei von DNasen und RNasen, Endotoxinen (<0,06EU/ml); TSE/BSE-frei
Art. Nr.	**191243**
VE	40 Beutel mit 4 Röhrchen
CHF/VE	**AA -**
Art. Nr.	**191243T**
VE	50 einzeln verpackte Röhrchen
CHF/VE	**AA -**

Schaber


Falcon®-Zellschaber



- **Griff aus Polypropylen und Klinge aus TPE**
- **Durch die schwenkbare Klinge und Design kann die Kraft auf die gesamte Klinge verteilt werden**
- **Geliefert in einzelnen Blisterpackungen**

Art. Nr.	Länge des Griffs (cm)	Länge der Klinge (mm)	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
353085	18	18	1	100	**AA -**
353086	25	18	1	100	**AA -**
353089	25	30	1	100	**AA -**
353087	40	30	1	100	**AA -**

Corning® Zellschaber



- **Das Design der Klinge minimiert die Beschädigung der Zellen und gewährleistet einen gleichmäßigen Kontakt mit der Wachstumsoberfläche**
- **Einzeln verpackt steril**

Art. Nr.	Länge des Griffs (cm)	Länge der Klinge (mm)	Typ	VE	CHF/ VE
003008	18	19	Eine Einheit	100	**AA -**
003010	25	18	Schwenkbare Klinge	100	**AA -**
003011	39	30	Schwenkbare Klinge	100	**AA -**

Zellschaber Greiner Bio-One



- **Griff aus Polystyrol und Klinge aus hochdichtem Polyethylen, 60° Schwenkwinkel**
- **Sterile, abziehbare oder aufreißbare Einzelverpackungen**
- **Frei von Schwermetallen**

Art. Nr.	Länge des Griffs (cm)	Länge der Klinge (mm)	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
541070	28	18	1	100	**AA -**
541080	40	18	1	100	**AA -**