
Nunc™ Zellschaber

- Griff aus HIPS und Klinge aus Polyethylen niedriger Dichte
- Schwenkbare Klinge
- Einzeln verpackt steril

Art. Nr.	Länge des Griffs (cm)	Länge der Klinge (mm)	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
055535	23	15	1	250	AA -
055536	32	17	1	250	AA -



TPP®-Zellschaber

- Einteilige Ausführung aus Polypropylen, geeignet für Kulturflaschen mit Deckel oder Abziehfolie oder Petrischalen
- Version mit verstellbarer Polyethylenklinge
- Geliefert in einzelnen Blisterpackungen

Art. Nr.	Länge des Griffs (cm)	Länge der Klinge (mm)	Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
199010	20	14	Eine Einheit	1	150	AA -
009902	24	13	Schwenkbare Klinge	1	150	AA -
009903	30	20	Schwenkbare Klinge	1	150	AA -
009904	38	25	Schwenkbare Klinge	1	100	AA -



ClearLine®-Zellschaber

- Einzeln verpackt steril
- ABS-Griff und TPE-Klinge

Art. Nr.	Länge des Griffs (cm)	Länge der Klinge (mm)	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
131054C	25	20	1	100	AA -
131056C	39	30	1	100	AA -

DNase RNase

Unsere Auswahl




SPLScar™ Zellschaber

- Geliefert mit perforiertem Deckel
- Einzeln verpackt steril
- Nicht-zytotoxisch
- Ideal für die Scratch-Assay-Technik

DNase RNase · DNase RNase · Human DNA

Art. Nr.	Verschluss-Art	Ø Schaberspitzen (mm)	Packungs-einheit	VE	CHF/ VE
330088	6 Wells	0,5	1	20	AA -
330089	24 Wells	0,5	1	20	AA -




SPL-Zellschaber

- Einteilige Ausführung aus Polypropylen
- Version mit Polystyrolgriff
- Version mit fester oder drehbarer Klinge aus Polyethylen niedriger Dichte
- Steril
- Nicht-zytotoxisch

DNase RNase · DNase RNase · Human DNA

Art. Nr.	Länge des Griffs (cm)	Länge der Klinge (mm)	Typ	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
330095	22	23	Eine Einheit	1	100	AA -
330096	24	13	Feste Klinge	1	100	AA -
330097	24	13	Schwenkbare Klinge	1	100	AA -
330098	30	20	Feste Klinge	1	100	AA -
330099	30	20	Schwenkbare Klinge	1	100	AA -







Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com