ZELLSIEBE

Zellsiebe SureStrain



- Steril
- Gehäuse aus Polyethylen niedriger Dichte und PET-Membran

Art. Nr.	Porengröße (µm)	Farbcode	Für Röhrchen	Verpackt zu	VE	CHF/VE
149213	5	Gelb	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	25	AA -
149214	5	Gelb	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	50	AA -
149215	5	Gelb	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	100	AA -
149217	5	Gelb	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	500	AA -
149218	10	Türkis	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	25	AA -
149219	10	Türkis	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	50	AA -
149220	10	Türkis	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	100	AA -
149221	10	Türkis	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	500	AA -
149222	20	Grün	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	25	AA -
149223	20	Grün	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	50	AA -
149224	20	Grün	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	100	AA -
149225	20	Grün	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	500	AA -
149226	40	Hellblau	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	25	AA -
149227	40	Hellblau	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	50	AA -
149228	40	Hellblau	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	100	AA -
149229	40	Hellblau	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	500	AA -
149230	70	Transparent	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	25	AA -
149231	70	Transparent	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	50	AA -
149232	70	Transparent	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	100	AA -
149233	70	Transparent	1,5 ml, 15 ml, 24- und 48-Well-Platten	25	500	AA -

Zellsiebe - PluriStrainer







- Anschluss zur Regulierung des Durchflusses (kann mit einer Spritze verwendet werden)
- Trichter zum Befüllen bis zu 24 ml

Art. Nr.	Porengröße (µm)	Farbcode	Für Röhrchen	Packungseinheit	VE	CHF/VE
149016	10	Weiß	50 ml	25	25	AA -
149017	15	Weiß	50 ml	25	25	AA -
149019	20	Grün	50 ml	25	25	AA -
149026B	30	Violett	50 ml	25	25	AA -
149195	60	Blau	50 ml	25	25	AA -
149027	85	Orange	50 ml	25	25	AA -

PluriStrainer-Kit

Art. Nr.	Porengröße :	CHF
149024B	Kit PluriStrainer 1 µm, 6 µm, 10 µm, 15 µm, 20 µm und 30 µm (4 von jedem) + 8 Anschlüsse	AA -
149025	Kit PluriStrainer 40 µm, 60 µm, 70 µm, 85 µm, 100 µm und 200 µm (4 von jedem)	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/VE
149013	Anschluss	25	AA -
149014	Trichter	25	AA -

Zellsiebe - Uberstrainer

- Steril
- Geeignet für 5-ml-Röhrchen und für Platten mit Wells von 20 mm Durchmesser
- Das Kit enthält:
  - schraubkappe mit Luer-Lock-Anschluss;
  - Einsatz zur gleichmäßigen Verteilung der Flüssigkeit;
  - Sieb;
  - Luer-Lock-Anschluss;
  - Adapter für 15 ml, 2 ml und 1,5 ml

Art. Nr.	Porengröße (µm)	Farbcode	VE	CHF/VE
149236	1	Rot	10	AA -
149210	5	Gelb	10	AA -
149237	10	Hellblau	10	AA -
149238	15	Rosa	10	AA -
149239	20	Türkis	10	AA -
149240	30	Violett	10	AA -
149241	40	Blau	10	AA -
149242	60	Himmelblau	10	AA -
149243	70	Transparent	10	AA -
149244	85	Orange	10	AA -
149245	100	Gelb	10	AA -
149246	200	Hellrosa	10	AA -
149247	300	Rot	10	AA -
149248	400	Türkis	10	AA -
149249	500	Rosa	10	AA -