Bellco-Edelstahlsiebe

- **Geliefert mit einer Halterung, einem Glaskolben, einem Schlüssel und 9 Gittern (1 von jeder Porengröße von 10 bis 150 Meshes)**





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
198585	komplett Cellector 85 ml	AA -
198600	komplett Cellector 130 ml	AA -
198518	Siebhalter und Schlüssel 85 ml	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
198599	Glaskolben 16 mm	AA -
198601	Cellector-Schlüssel einzeln	AA -

Gitter (einzeln)

Art. Nr.	Bezeichnung	VE/ VE	CHF/ VE
198586	Stahlgitterrost 10 Meshes - 1910 µm	5	AA -
198587	Stahlgitterrost 20 Meshes - 860 µm	5	AA -
198588	Stahlgitterrost 30 Meshes - 520 µm	5	AA -
198589	Stahlgitterrost 40 Meshes - 380 µm	5	AA -
198590	Stahlgitterrost 50 Meshes - 280 µm	5	AA -
198591	Stahlgitterrost 60 Meshes - 230 µm	5	AA -
198592	Stahlgitterrost 80 Meshes - 190 µm	5	AA -
198593	Stahlgitterrost 100 Meshes - 140 µm	5	AA -
198594	Stahlgitterrost 150 Meshes - 94 µm	5	AA -
198595	Stahlgitterrost 200 Meshes - 74 µm	5	AA -
198500	Stahlgitterrost 300 Meshes - 46 µm	5	AA -
198596	Stahlgitterrost 400 Meshes - 38 µm	5	AA -
198597	Stahlgitterrost 500 Meshes - 25 µm	5	AA -

Potter mit konischem Kolben

DWK LIFE SCIENCES

- **Zylinder-Kolben-Zwischenraum : 0,1 bis 0,15 mm**
- **Besteht aus einem Borosilikatglaszylinder und einem konischen Kolben**
- **Für feineres und schnelleres Mahlen**

- Der raue Glaskolben ist ideal für harte Stoffe;
- Der PTFE-Kolben ist ideal für Weichgewebe.





Volumen (ml)	1	3	5	15
Zylinder: Außen-ø x Höhe (mm)	11 x 49	11 x 86	13 x 93	18 x 114
Gesamthöhe des Kolbens	130	220	220	240
Glas-Konus-Kolben-Potter				
Einheit Zylinder + Kolben	**048632**	**048633**	**048634**	**048635**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Nur Glaskolben	**048664**	**048665**	**048666**	**048667**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Nur Glaszylinder	**048773**	**048661**	**048662**	**048663**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
PTFE-Kolben-Potter				
Einheit Zylinder + Kolben	**048636**	**048637**	**048638**	**048639**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Nur PTFE-Kolben	**048644**	**048645**	**048646**	**048647**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Nur Glaszylinder	**048640**	**048641**	**048642**	**048643**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Zerkleinerer und Piston Pellet aus Kunststoff: siehe Seiten 91-93



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com