Potter Elvehjem mit PTFE-Kolben

Potter mit Zylinder und Kolben aus Borosilikatglas mit PTFE-Kopf und Griff aus Edelstahl.

- **Autoklavierbar**
- **Zylinder-Kolben-Zwischenraum : 0,1 bis 0,15 mm**
- **Ø Stange : 6,5 mm**

Mehrere Versionen:

- Kolben mit glattem Kopf;
- radial gerillter Kolben (für Hartgewebe) ;
- Zylinder aus Borosilikatglas;
- Zylinder aus Borosilikatglas, überzogen mit einem Kunststoff zum Schutz des Benutzers im Falle eines Bruchs (Safe-Grind).

Volumen (ml)	2	5	10	15	30	55
Zylinder: Außen-ø x Höhe (mm)	11 x 45	13 x 66	16 x 74	19 x 84	24 x 118	30 x 130
Gesamthöhe des Kolbens	203	219	219	219	266	266
Potter mit glattem Kolben und Zylinder aus Borosilikatglas						
Einheit Zylinder + Kolben	**048779**	**048780**	**048781**	**048782**	**048783**	**048784**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Nur glatter Kolben	**048607**	**048608**	**048609**	**048610**	**048611**	**048612**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Nur Borosilikatglaszylinder	**048620**	**048621**	**048622**	**048623**	**048624**	**048625**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Potter mit glattem Kolben und Zylinder aus Borosilikatglas, überzogen mit Safe-Grind-Kunststoff						
Einheit Zylinder + Kolben	**048595**	**048596**	**048597**	**048598**	**048599**	**048600**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Nur glatter Kolben	**048607**	**048608**	**048609**	**048610**	**048611**	**048612**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Glaszylinder nur mit Kunststoff	**048601**	**048774**	**048775**	**048604**	**048605**	**048606**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Potter mit gerilltem Kolben und Zylinder aus Borosilikatglas						
Einheit Zylinder + Kolben	**048614**	**048615**	**048616**	**048617**	**048618**	**048619**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Nur glatter Kolben	**048626**	**048627**	**048628**	**048629**	**048630**	**048631**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Nur Borosilikatglaszylinder	**048620**	**048621**	**048622**	**048623**	**048624**	**048625**
CHF 2 Stück	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Zerkleinerer kompletter Elvehjem-Potter

- **Borosilikatglas**
- **Kolben - Zylinder Zwischenraum : 0,1 bis 0,15 mm**
- **PTFE-Kolben auf Edelstahlstange**
- **Wahlweise glatter Stößel für weiches Gewebe (z. B. Gehirn, Leber) oder gerippter Stößel für hartes Gewebe oder feineres Mahlen**



Volumen (ml)	2	5	10	15	30	50
ø x H Kammer (mm)	11 x 45	13 x 66	16 x 74	19 x 84	24 x 118	30 x 130
Länge des Kolbens (mm)	203	219	219	219	266	266
Art. Nr. Nur Zylinder	**057006**	**057007**	**057008**	**057009**	**057010**	**057011**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. glatter Kolben	**057012**	**057013**	**057014**	**057015**	**057016**	**057017**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. gerillter Zylinder	**057018**	**057019**	**057020**	**057021**	**057022**	**057023**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Potter-Elvehjem de Kontes

Nr	18	19	20	22	23	24
Volumen (ml)	0,5	1	3	8	17	45
Gesamthöhe (mm)	80	95	115	150	175	220
ø (mm)	12	12	12	19	25	32
Art. Nr. kompletter Potter	**045146**	**045147**	**045148**	**045149**	**045150**	**045151**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Ersatzzylinder	**045152**	**045153**	**045154**	**045155**	**045156**	**045157**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zerkleinerer mit sehr hoher Präzision

- **Kompletter Zerkleinerer bestehend aus einem Borosilikatglas-Zylinder und einem Metallkolben mit einer runden PTFE-Spitze**
- **Der Spalt zwischen dem Zylinder und dem Kolben beträgt zwischen 0,1 und 0,15 mm**



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com