
Mikro-Potter Elvehjem 0,1 ml



- Ausgießer
- Borosilikatglas mit geringem Gehalt an extrahierbaren Stoffen
- Clearance bei 0,1 bis 0,15 mm
- AS™ Typ I Klasse A und USP Typ I Normen

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	Länge (mm)	VE	CHF/ VE
048613	0,1	4 x 65	110	2	AA -

Potter aus Einwegglas 0,75 ml



Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
048648	0,75	8 x 44	25	AA -

Zerkleinerer Potter Elvehjem 100 ml




- Besteht aus einem Borosilikatglas-Zylinder und einem PTFE-bestückten Kolben auf einer Edelstahlstange
- Radiale Rillen für einfachen Partikeltransfer
- Volumen: 100 ml
- Ø x Höhe (mm): 57 x 232
- Ø x Kolbenhöhe (mm) : 6 x 349
- Kolben - Zylinder Zwischenraum : 0,1 bis 0,15 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045129	Potter komplett	AA -
045131	Ersatzkolben	AA -



Dounce-Homogenisator



Zerkleinerungsset komplett aus hochpräzisem Borosilikatglas gefertigt.

Das Kit enthält:

- ein Zylinder mit Behälter;
- zwei Kolben mit unterschiedlichen Durchmessern, die ein feines oder ultrafeines Mahlen ermöglichen.

Volumen (ml)	2	7	15	40	100
Komplettes Kit (Zylinder und 2 Kolben)					
Art. Nr.	045012	045013	045014	045015	045016
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Weitspaltkolben - Typ A					
Kolben-Zylinder Zwischenraum (µm)	76 bis 127	71 bis 119	89 bis 165	76 bis 152	51 bis 254
Art. Nr.	045017	045018	045019	045020	045021
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Kolben mit engem Spalt - Typ B					
Kolben-Zylinder-Zwischenraum (µm)	12 bis 63	20 bis 55	25 bis 76	25 bis 75	12 bis 140
Art. Nr.	045022	045023	045024	045025	045026
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Nur Zylinder					
Art. Nr.	045027	045028	045029	045030	045031
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Tenbroeck Potter



- Zylinder und Hohlkolben aus Borosilikatglas
- Geeignet für Kaltarbeit, kann mit Eis gefüllt werden
- Manuelle oder motorisierte Zerkleinerung
- Zylinder - Kolben Zwischenraum : 0,1 bis 0,15 mm

Volumen (ml)	2	7	15	40
Gesamthöhe (mm)	160	195	250	315
Arbeitshöhe (mm)	100	125	157	215
ø Kammer (mm)	11	16	20	30
Art. Nr.	057003	057004	057005	057046
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -