Polypestle™ Pelletkolben mit zwei Enden



- **Polypropylen-Pelletkolben, gammasteril**
- **Konisches Ende für 1,5-ml-Mikroröhrchen**
- **Konvexes Ende für Zellsiebe**
- **Strukturierter Griff für einen guten Halt**
- **Länge: 145 mm**
- **Einzelverpackung aus Papier/Kunststoff**

DNase RNase

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
062915	Doppelendiger Pelletkolben	50	AA -

Pelletkolben Eppendorf 1,5 und 2 ml



Das Eppendorf-Mikroröhrchen hat sein eigener Zerkleinerer: Der Eppendorf Pellet Piston passt mit seinem Doppelkopf sowohl auf 1,5 ml als auch auf 2 ml Eppendorf-Mikroröhrchen.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 10
033522	Piston Pellet	AA -

eppendorf

Rührgerät für Pelletkolben ClearLine®



Elektrisches Rührwerk (batteriebetrieben), das durch einen einmaligen oder wiederverwendbaren Pelletkolben ergänzt werden kann. Für die Resuspension von Pellets in 0,5 ml und 1,5 ml Mikroröhrchen.

- **Geschwindigkeit : 160 rpm**
- **Stromversorgung 2 Batterien AA 1,5 V**

ClearLine®

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045011	Pellet Schüttlerr zum Rühren von Mikroröhrchen Motor Mixer	AA -
141231	Adapter aus Kautschuk für Motor Mixer	AA -
045319	Batterien AA R6	AA -

Elektrischer Gewebe Zerkleinerer





- **Netzbetrieb (für G 50-Modelle) oder Batteriebetrieb (für G 10-Modelle) - Batterie 154337 ist separat zu bestellen**
- **Zu vervollständigen mit einem Kolben mit glattem Kopf;**

Modell	G 10	G 50
Geschwindigkeit (rpm)	12000	Einstellbar von 3000 bis 8000
Maße (Ø x H oder L x B x H) (mm)	25 x 155	50 x 26 x 170
Netto Gewicht (kg)	200	145
Stromversorgung	Lithium Batterie 3,7V	12V DC, 5A
Art. Nr.	**154320**	**154322**
CHF	AA -	AA -

Batterien

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
154337	Batterie für Gewebe Zerkleinerer G10	AA -

Stößel

Hergestellt aus sterilem, autoklavierbarem Kunststoff oder autoklavierbarem Edelstahl.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
154323	Stößel aus Kunststoff	50	AA -
154324	Stößel aus Stahl Edelstahl	1	AA -