Homogenisator für Mikroröhrchen

- Zum Homogenisieren von Präzipitaten, Zellen und Gewebe.
- Funktioniert mit 2 AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

DNase RNase Pyrogen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
947820B	Homogenisator mit Stößeladapter	NC -



Stößel und Mikroröhrchen

- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- Kann mit oder ohne Rührwerk verwendet werden
- Röhrchen mit 25 % dickerem Boden, um die Integrität während des Gebrauchs zu gewährleisten

Bezeichnung	VE	Individuelle Verpackung		Lose	
		Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
Stößel 0,5 ml	100	947821	293,80 -	947827	229,10 -
Stößel und Mikroröhrchen 0,5 ml	100	947823	311,20 -	-	-
Stößel 1,5 ml	100	947824	293,80 -	947830	229,10 -
Stößel und Mikroröhrchen 1,5 ml	100	947826	324,50 -	947832	275,25 -

Zylindrische Stößel mit Spiral und BioVortexer

- Ideal für die Homogenisierung von Weichteilen (Leber, Gehirn und Muskeln...) und Präzipitaten sowie die Resuspension des Zentrifugationspellets
- Die Zugabe von Mahlbeads wird für eine effizientere Gewebelyse empfohlen
- Kann mit dem BioVortexer für eine bessere Homogenisierung verwendet werden
- Rack Kompatibel mit konischen Röhrchen von 1,5 bis 0,5 ml
- Es ist möglich, die Geschwindigkeit des BioVortexer Homogenisators zu reduzieren, indem man nur mit einer der 2 Batterien arbeitet





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
918034	Kolben und 1,5-ml-Mikroröhrchen (100 Stück) und Proben-Spiralmahlbeads	149,50 -
918035	Glas-Beads für Stößel-Zerkleinerer (50 cc Kolben mit Ausguss)	27,50 -
918044	BioVortexer Homogenisator (inkl. Batterien)	94,25 -

Zerkleinerer für Gewebe



- Geschlossenes System, bestehend aus einem Röhrchen und einem Kolben
- Einzeln verpackt steril
- Zwei Versionen: Standard- oder Fasergewebe

Röhrchen Volumen	Für Standardgewebe Art. Nr.	Für Standardgewebe CHF zu 10	Für faserige Stoffe Art. Nr.	Für faserige Stoffe CHF zu 10
15 ml	065359	370,70 -	065361	525 -
50 ml	065360	370,70 -	065362	525 -

CellCrusher Gewebezerkleinerer



Gebrauchsanweisung:
1) Legen Sie die Probe in die Kammer (Temperatur von flüssigem Stickstoff)
2) Zerdrücken Sie die Probe mit dem Kolben durch Klopfen mit einem Hammer
3) Das zerkleinerte Material mit dem Löffel auffangen





- Kit für die Vermahlung von Proben von 10 mg bis 10 g
- Begrenzter Probenverlust
- Mahlen von harten Proben (z. B. Knorpel, Wurzeln)
- Einfach zu reinigen

	Kit A	Kit B
Probenmasse :	10 mg bis 5 g	10 mg bis 10 g
Zusammensetzung des Kits	Cell Crusher: Kammer (32 x 42 mm) + Kolben aus Edelstahl	
	Zange, Löffel und Schlegel	
	-	Der Bohrer kann an jeden Zerkleinerer angepasst werden, der Stiele mit 9 mm Ø aufnehmen kann
Art. Nr.	538003	538005
CHF	947,80 -	1292,20 -

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
538004	CellCrusher einzeln	796,95 -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com