Greiner Bio-One Gefäße für Pflanzenkultur

- Hergestellt aus transparentem Polystyrol für maximale Lichtdurchlässigkeit und damit schnelles und erfolgreiches Wachstum
- Einsatz in der Pflanzenzucht oder beim Probentransport
- Frei von Schwermetallen
- Einsatztemperatur : -20 °C bis 60 °C
- Maße Ø x H : 68 x 110 mm
- Arbeitsvolumen : 300 ml

Art. Nr.	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
968164	Ja	4	144	AA -
968177*	Nein	192	192	AA -
968161	Ja	192	192	AA -
968162	Ja	1	168	AA -


* Ohne Deckel



Weitere Boxen für die Pflanzenzucht

Polystyrolboxen ohne Filter

- Steril, nicht autoklavierbar und nicht wiederverwendbar
- Nicht-hermetischer Verschluss



Einzelne Schalen

Art. Nr.	Volumen (ml)	L x B x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
017001	300	145 x 101 x 40	50	600	AA -
017002	500	145 x 101 x 60	50	600	AA -
017003	750	145 x 101 x 85	50	600	AA -


Einzelne Deckel :


Art. Nr.	(L x B x H) (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
017004	145 x 100 x 50	50	600	AA -
017063	145 x 100 x 60	50	600	AA -

Polypropylen-Boxen mit Filter

- HEPA-Filter lässt die Luft durch und verhindert Verunreinigungen
- Nicht Sterile Boxen: wiederverwendbar und bis zu 7 Mal autoklavierbar
- Boxen in steriler Ausführung erhältlich (nicht autoklavierbar und nicht wiederverwendbar)
- 100% recycelbar
- Der Gasaustausch hängt von der Länge des Filters ab; je länger der Filter, desto weniger Gasaustausch findet statt:
  - weißer und roter Filter empfohlen für Pflanzen mit langer Inkubationszeit
  - grüner Filter empfohlen für Pflanzen mit kurzer Inkubationszeit oder mit hohem Gasaustausch









Runde Modelle

Ø x H (mm)	80 x 40			80 x 60			97 x 50		
	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
Weißer Filter	017046B	560	AA -	017042D	465	AA -	017033E	350	AA -
Roter Filter	017048B	560	AA -	017044D	465	AA -	017035E	350	AA -
Grüner Filter	017049B	560	AA -	017045D	465	AA -	017036E	350	AA -

Ø x H (mm)	97 x 80			97 x 120			75 x 114			90 x 140		
	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
Weißer Filter	017028B	312	AA -	017024B	265	AA -	017037B	430	AA -	017051D	265	AA -
Roter Filter	017031B	312	AA -	017026B	265	AA -	017039B	430	AA -	017053D	265	AA -
Grüner Filter	017032B	312	AA -	017027B	265	AA -	017041B	430	AA -	017054D	265	AA -

Rechteckige Modelle

Ø x H (mm)	125 x 65 x90		
	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
Weißer Filter	017055	350	AA -
Roter Filter	017057	350	AA -
Grüner Filter	017058	350	AA -



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com