SERUM

- Exklusive Partnerschaft mit PAN BIOTECH, seit 1994 spezialisierter Hersteller von Serum, Medien und Zusatzstoffen
- Qualitätsserum
- Große Sorgfalt bei der Sammlung, Aufbereitung und Lagerung
- Aseptische Entnahme von Serum
- Zentrifugation von geronnenem Blut und anschließendes Einfrieren
- Proben zur Überprüfung der Konformität von Chargen
- Sukzessive Filtration bis zu einer Porengröße von 0,2 µm
- Verpackt in PETG-Flasche
- Schritte, die in einer Laminarströmungshaube in einem Reinraum der Klasse 100 durchgeführt werden
- Kontrolltest an allen Seren durchgeführt
- Qualitätszertifikat auf Anfrage oder unter www.pan-biotech.de erhältlich
- ISO 9001-zertifiziertes Sortiment

PAN BIOTECH Bereich - Serum

Fötales Kälberserum

Bezeichnung	Art. Nr.	Volumen (ml)	CHF
Fötales Kälberserum, südamerikanischen Ursprung	500101	100	101,30 -
	500105	500	332,55 -
PREMIUM Fötales Kälberserum, südamerikanischen Ursprung	P30-3301	100	143,45 -
	P30-3302	500	374,30 -
Kälberserum fötal, Herkunft Australien	P30-1301	100	731,45 -
	P30-1302	500	1795,95 -
Kälberserum fötal, Herkunft US	P30-1401	100	409,85 -
	P30-1402	500	1297,85 -

FBS GOOD gefiltertes Serum (Rinder- und Fötalserum-Pool)

Bezeichnung	Art. Nr.	Volumen (ml)	CHF
FBS GOOD, DEFINED EU-zertifiziert	P40-37100	100	62,05 -
	P40-37500	500	176,20 -
FBS GOOD, HERKUNFT AUSTRALIEN	P40-39500	500	641,85 -
FBS GOOD FORTE angereichert an Wachstumsfaktoren zertifiziert UE	P40-47100	100	37,35 -

Qualitätsserum

Bezeichnung	Art. Nr.	Volumen (ml)	CHF
FBS MSC südamerikanischen Ursprung getestete mesenchymale Stammzellen NEU	P30-2611	100	216,45 -
	P30-2612	500	966,10 -
Spezielles fötales Kälberserum für embryonale ES-Stammzellen	500101ES	100	114,20 -
	500105ES	500	419,80 -
Serum von ausgewachsenen Rindern unterschiedlicher Herkunft	P30-0601	100	44 -
	P30-0602	500	96,45 -
SERAPRO: EU-zertifiziertes fötales Kälberserum mit niedrigem Endotoxingehalt	P30-5100	100	88,20 -
	P30-5500	500	344,40 -
Biotech Fötales Kälberserum, Herkunft Australien, getestet nach EMEA 1793 und Ph. Eur. 2262	P40-1301	100	603,35 -
	P40-1302A	500	1198 -
Biotech Fötales Kälberserum, US-Ursprung, getestet nach EMEA 1793 und Ph. Eur. 2262	P40-1401	100	526,55 -
	P40-1402	500	1561,15 -

Supreme Grad

NEU

- Aus einer Auswahl der besten Chargen, sehr stabil in der Qualität, reproduzierbar, mit einer niedrigen Endotoxinrate

Bezeichnung	Art. Nr.	Volumen (ml)	CHF
Fötales Kälberserum Supreme aus Südamerika	P30-3030	100	95,55 -
	P30-3031	500	260 -

Tierisches Serum

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	CHF
500131	Spender Pferdeserum	100	83,55 -
500135	Spender Pferdeserum D30-0702	500	165,40 -
P30-0711	Pferdeserum	100	25,80 -
500161	Eselserum P30-0101	100	217,15 -
500121	Serum von neugeborenen Kälbern, Viren und Mykoplasmen getestet	100	56,20 -
500125	Serum von neugeborenen Kälbern, Viren und Mykoplasmen getestet	500	130,95 -



WEB

Geben Sie die Referenz auf milian.com ein, um ein Musterzertifikat zu besichtigen, das mit den Serumchargen geliefert wird

- Auswahl von Losen, die über einen Zeitraum von 4-6 Wochen reserviert werden
- Kostenloser Versand der 50 ml Testflasche
- Reservierung für einen bestimmten Zeitraum



TIPP



Lagerung bei - 20 °C

Auf Anfrage

- Tierplasma
- Andere Besonderheiten
- Andere Typen
- Andere Ursprünge
- Andere Volumina

Serum mit Behandlung

Bezeichnung	Art. Nr.	Volumen (ml)	CHF
Fötales Kälberserum, hitzeinaktiviert, Südamerika	P30-193305	100	140,30 -
	P30-193306	500	276,90 -
Fötales Rinderserum, Premium, inaktiviert	P30-1901	100	128,35 -
	P30-1902	500	380,90 -
Fötales Kälberserum, EU-zugelassen, dialysiert	P30-2101	100	100,75 -
	P30-2102	500	471,55 -
Fötales Kälberserum, EU-zugelassen, Aktivkohlefilter	P30-2301	100	193,55 -
	P30-2302	500	533,35 -
Fötales Kälberserum, EU-zugelassen, tetracyclinfrei	P30-3601	100	149,60 -
	P30-3602	500	436,90 -
ULTRA low IgG Rinderserum fötal EU genehmigt	P30-2801	100	331,25 -
	P30-2802	500	967,70 -
Fötales Kälberserum, EU-zugelassen, delipidiert	P30-3401	100	355,80 -
	P30-3402	500	1102,90 -
Fötales Kälberserum, Premium gammabestrahlt aus Südamerika	P30-2001	100	183,30 -
	P30-2002	500	355,80 -
FBS EU professional, EU-zugelassen, inaktiviert P30-8100	500101I	100	123,50 -

Menschliches Serum

Bezeichnung	Art. Nr.	Volumen (ml)	CHF
Menschliches Serum	P30-2401	100	300,30 -
	P30-2402	500	1554 -
Humanserum AB	P30-2501	100	409,85 -
Humanserum AB (männlich)	P30-2901	100	378,55 -
Humanes Serum off-the-clot	P30-2701	100	603,20 -
Menschliches Serum off-the-clot AB (männlich)	P40-2701	100	555 -
Menschliches Serum clot AB (männlich)	P40-3002	500	1535,30 -
Humanplasma mit Citrat	P40-26500	500	698,60 -

HUMAN PLATELET LYSATE (hPL)

NEU

- Humanes Thrombozytenlysat ist eine xenofreie Alternative zu SVF
- Es wird aus der flüssigen Fraktion des nicht geronnenen Blutes, dem Blutplasma, gewonnen, das reich an Blutplättchen ist und Blutfette, Gerinnungsfaktoren, aber auch und vor allem Hormone und Proteine, insbesondere Albumin, enthält
- HPL ist in der Lage, das Wachstum von adhärenten und nicht-adhärenten menschlichen primären MSCs, MSCs, Zellen und Linien zu fördern

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	CHF
P40-28020	HPL Menschliches Thrombozytenlysat	20	149 -
P40-28050	HPL Menschliches Thrombozytenlysat	50	AA -
P40-28100	HPL Humanes Thrombozytenlysat, gebrauchsfertig	100	591,50 -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com