Corning Media Bereich - Kulturmedien

- Herstellung vor Ort nach cGMP
- ISO 13485: 2003 zertifiziert
- Steril (SAL 10^{-3})
- Flüssige Produkte, die mit WFI-Wasser hergestellt werden



herkömmliche Kulturmedien

Medium-Typ	L-Glutamin	Natriumpyruvat	Phenolrot	HEPES	Glukose	Natriumbikarbonat	Thyoglycerin	ß-Mercaptoethanol	Earles-Salz	Kalzium und Magnesium	Nukleosid	L-Cystin / L-Methionin	Art. Nr.	Corning Art. Nr.	Vol. (ml)	VE	CHF/ VE
DMEM-Medium	+	+	+	-	4,5 g/L								702504	10-013-CVR	500	6	AA -
	+	-	+	-	4,5 g/L								702512	10-017-CVR	500	6	AA -
	-	+	+	-	4,5 g/L								702548	15-013-CMR	1000	6	AA -
	-	+	+	-	4,5 g/L								702549	15-013-CVR	500	6	AA -
	-	-	+	-	4,5 g/L								702555	15-017-CVR	500	6	AA -
	-	+	+	25 mM	4,5 g/L								702557	15-018-CVR	500	6	AA -
	-	+	-	-	4,5 g/L								702570	17-205-CVR	500	6	AA -
50/50-Mischung aus DMEM und HAM F-12-Medium	+	+	+	-		+							702533	10-090-CVR	500	6	AA -
	+	+	+	15 mM		+							702535	10-092-CVR	500	6	AA -
	-	+	+	-		+							702563	15-090-CVR	500	6	AA -
	+	+	-	-		+							702566	16-405-CVR	500	6	AA -
IDMEM-Medium	+	+	+	25 mM		+	-	-					702510	10-016-CVR	500	6	AA -
MEM-Medium	+	-	+			+			+	+			702502	10-010-CVR	500	6	AA -
	-	-	+			+			+	+			702546	15-010-CVR	500	6	AA -
	-	-	-			+			+	+			702573	17-305-CVR	500	6	AA -
MEM Alpha Medium	+	+	+			+			+		+		702513	10-022-CVR	500	6	AA -
	-	+	+			+			+		-		702547	15-012-CVR	500	6	AA -
Geändertes Medium 199	+		+			+			+				702528	10-060-CVR	500	6	AA -
McCoy's 5A Medium, modifiziert Iwakata & Grace	+		+	-		+							702526	10-050-CVR	500	6	AA -
Ham's F-10 Medium	+												702529	10-070-CVR	500	6	AA -
Ham's F-12 Medium	+												702531	10-080-CVR	500	6	AA -
Leibovitz L-15 Medium	+	+	+										702525	10-045-CVR	500	6	AA -
MCDB 131-Medium	-												702564	15-100-CVR	500	6	AA -
Kaighn modifiziertes F-12K Nährmedium	+	+	+		+	+							702515	10-025-CVR	500	6	AA -
RPMI 1640-Medium	+		+	-	+	+						+	702519	10-040-CVR	500	6	AA -
	+		+	25 mM		+						+	702523	10-041-CVR	500	6	AA -
	-		+	25 mM		+						+	702561	15-041-CVR	500	6	AA -
	-		-	-		+						+	702568	17-105-CVR	500	6	AA -
	-		+	-		+						+	702559	15-040-CVR	500	6	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com