Corning Sortiment - Wachstumsfaktoren

- Filter 0,2 µm
- Negativ getestet auf Bakterien, Hefen und Mykoplasmen

Corning® epidermaler Wachstumsfaktor (EGF) Zellkulturqualität

- Herkunft männliche Maus
- Lyophilisiert in Ammoniumacetat

Art. Nr.	Menge	CHF
354001	100 µg	AA -

Corning® epidermaler Wachstumsfaktor (EGF) Human recombinant

- Human recombinant
- Gefriergetrocknet in Essigsäure

Art. Nr.	Menge	CHF
354052	100 µg	AA -

Corning® endothelial growth supplement (ECGS)

- Lyophilisiert in NaCl
- Herkunft Rinderhirn

Art. Nr.	Menge	CHF
354006	15 mg	AA -
356006	100 mg	AA -

Corning® fibroblastes growth factor (bFGF)

- Gefrorene Lösung
- Human recombinant

Art. Nr.	Menge	CHF
354060	10 µg	AA -

Corning® mito + serum extender

- Definierte Formulierung von Hormonen, Wachstumsfaktoren (EGF und FGF)
- Kann für eine breite Palette von Zellen unter serumfreien oder serumreduzierten Bedingungen verwendet werden

Art. Nr.	Menge	CHF
355006	5 ml	AA -

Corning® bovine pituitary extract (BPE)

- Für Epithel- und Endothelzellen
- Enthält Wachstumsfaktoren (FGF) und Hormone
- Lyophilisiert in NaCl

Art. Nr.	Menge	CHF
354123	15 mg	AA -

Interleukine

- Corning® IL-2 human recombinant
- Endotoxin-getestet (LAL-Assay)
- Gefrorenes Produkt

Art. Nr.	Menge	CHF
354043	BRPM 10000 Einheiten	AA -

ANDERE INTERLEUKINE UND WACHSTUMSFAKTOREN AUF ANFRAGE

Zellproliferation

Zellproliferation - XTT-Kit

NEU



Kit zur Quantifizierung der Zellproliferation und Lebensfähigkeit, ohne Verwendung von radioaktiven Isotopen.
Reduktion von XTT durch Zellmitonchondrien, Auftreten einer orangen Farbe.


Vorteile

- Einfach zu bedienen
- Schnell: 1 einzelner Schritt, Ergebnisse zwischen 2 und 5 Stunden
- Genauigkeit: Färbeintensität proportional zur Menge der lebensfähigen Zellen
- Sicherheit: keine Verwendung von Radioisotopen
- Erforderliches Gerät: Elisa-Plattenleser

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
672757	Zellproliferations-Kit XTT	1000 Tests	AA -


Nachweis von Mykoplasmen

Nachweis - PCR Mycoplasma-Kontrollkit



Mögliche Bandenmuster (Agarosegel-Elektrophorese)	1. ADM-Marker 2. Positive Kontrolle 3. Positive Kontrolle 4. Negativkontrolle (Wasser) 5. Negativkontrolle (nur Puffer) 6. Positive Probe
Kit-Komponenten	Reaktionsmischung (dNTP, PCR-Primer, DNA-Polymerase) Pufferlösungen Positive Vorlagenkontrolle
Taq-DNA-Polymerase	Inklusive
Darstellung	Master-Mix gebrauchsfertig, flüssig
Art der Lieferung	Gekühlt
Art. Nr.	**670920**
VE	Für 20 Sets
CHF/ VE	**AA -**

PCR-Kit zum Nachweis von Mykoplasmen



Mycogenus-Kit für den Nachweis von Mykoplasmen in biologischen Proben tierischen oder menschlichen Ursprung Nachweis durch quantitative PCR.

- Entwickelt mit der SYBR-Technologie
- Schneller und hochempfindlicher Nachweis von Mykoplasmen
- Gemäß dem Europäischen Arzneibuch und der ICH

Art. Nr.	Volumen	CHF
111721	25 Reaktionen	AA -
111722	50 Reaktionen	AA -