Nachweis von Mykoplasmen

DAPI-Methode

NEU

- Bindet an DNA
- Anregung 365 nm
- Leuchtend blaue Fluoreszenz 450 - 490 nm
- Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie

PanReac AppliChem ITW Reagents

Für Biochemie

Art. Nr.	Volumen (mg)	CHF
672754	10	AA -

MYCOKIT BOX

- Nachweis von Mykoplasmen mittels PCR und Elektrophorese
- Gebrauchsfertig
- Empfindliche und spezifische Erkennung
- Produkthaltbarkeit 36 Monate

Art. Nr.	Volumen	CHF
K1000	20 Tests	AA -

Mykoplasmen - Prävention

Inkubator-Desinfektionsmittel

PanReac AppliChem ITW Reagents

- Biologisch abbaubar und ungiftig
- Nicht korrosiv gegenüber Aluminium, Dünnschichteisen, Chrom, Nickel, Edelstahl, Kupfer
- Enthält kein Quecksilber, Formaldehyd, Phenol oder Alkohol

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen	CHF
670931	Inkubator Clean™	Spray 500 ml	AA -

Desinfektionsmittel für Wasserbehälter des CO_2-Inkubators

NEU

- Ungiftig, nicht flüchtig
- Nicht-korrosiv gegenüber Edelstahl
- 100X konzentrierte Lösung

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen	CHF
670934	Incuwater-Clean ™	100 ml	AA -

Mycoplasma qPCR-Testkit

Kit-Komponenten	PCR-Primer, dNTP, Pufferlösung, PCR-Qualitätswasser, positive Template-Kontrolle, Inter-DNA-Kontrolle
Taq-DNA-Polymerase	Inklusive
Darstellung	Separate Pulverkomponente
Lagerung und Versand	2 - 8 °C
Art. Nr.	**348729**
VE	25 Tests*
CHF/ VE	**AA -**

* Erhältlich in 50 und 100 Tests.

Mykoplasmen - Prävention

Biogard S



- Flächendesinfektionsmittel
- Kompatibel mit allen Arten von Oberflächen
- Frei von Alkohol, Phenol und Formaldehyd
- Ungiftig und biologisch abbaubar

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
500176	Biogard S Desinfektionsspray für Oberflächen	1 l	AA -

Biogard A Desinfektionsmittel für Wasserbehälter des CO2-Inkubators



- Ungiftig, nicht flüchtig
- Kompatibel mit Edelstahl

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
500177	Biogard A Desinfektionsmittel für Wasserbäder und CO_2-Inkubatoren	100 ml	AA -

Mykoplasmen - Behandlung

Mycorase-Lösung

PAN BIOTECH

- Beeinträchtigt nicht die Zellproliferation
- Einfach zu bedienen
- Antibiotische Lösung 50 x

Art. Nr.	Volumen	CHF
P06-02100	100 ml	AA -

Nanomycopulitine Concentrat 20 x

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen	CHF
L-X16-010	Nanomycopulitine Concentrat 20 x	10 ml	AA -
L-X16-100	Nanomycopulitine Concentrat 20 x	100 ml	AA -

- Für die Behandlung aller Zelllinien, einschließlich ES-Zellen
- Beide Arten von Antibiotika werden entweder in Kombination oder nacheinander eingesetzt
- Lagerung -20 °C
- Wird mit 2 sterilen Fläschchen mit 100-fach konzentrierter Lösung geliefert:
  - Myco-1 (A5222) : auf der Grundlage des aus Pleurotus Mutilus gewonnenen Antibiotikums Tiamulin
  - Myco-2 (A5233) : auf der Grundlage von Minocyclin

Myco-Satz

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
670936	Myko-Antibiotika-Set 1 und 2	2 x 10 ml	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com