STERILES WASSER / NATRIUMCHLORID

Sterilwasser Ecotainer



➤ **Flasche mit Deckel mit Sicherheitsring aus Polypropylen und tropffreiem Hals**

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	CHF
069800BB	Sterilwasser Ecotainer	250	**AA -**

Volvic-Wasser 6er Pack zu 1,5 Liter



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
067507	Volvic Wasser - Packung mit 6 x 1,5 l	**AA -**

Steriles nicht-pyrogenes destilliertes Wasser





Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
069800	Wasser steril pyrogenfrei Versol Qualität P.P.I DM 250 ml	1	**AA -**
069801	Wasser steril pyrogenfrei Versol 500 ml	1	**AA -**
069802	Sterilwasser pyrogenfrei Otec 1 l (auf Palette)	550	**AA -**
069802A	Steriles Wasser apyrogen Otec 1 l	1	**AA -**
069805	Sterilwasser pyrogenfrei Kanister 5 l Umverpackung (auf Palette)	75	**AA -**
069805A	Steriles Wasser apyrogen Kanister 5 Liter	1	**AA -**
069815	Sterilwasser Miniversol 45 ml	24	**AA -**



Konsultieren Sie die technischen Datenblätter auf milian.com

➤ OTEC-Bereich

➤ **Einhaltung von Normen und Standards**
OTEC Aguettant Waters hat den MPUP-Status (Rohmaterial für pharmazeutische Zwecke, außer für injizierbare, ophthalmische und inhalative Produkte). Zertifiziert nach der Norm NF EN ISO 3696 Typ 3 Monographie "Gereinigtes Wasser in Behältnissen" Europäisches Arzneibuch.
New Monographie « sterile purified water » Pharmacopée Américaine (außer 10-Liter-Kanister, nicht steril)

Anwendungen
Spülung von Geräten und Instrumenten, Reinigung von Reinräumen, Herstellung von Waschlösungen für Automaten, Herstellung von Pufferlösungen, Rohstoffe für die Arzneimittelherstellung
Da es sich nicht um ein DM handelt, kann die OTEC-Reihe nicht im Krankenhausbereich zur Spülung und Bewässerung von Wunden verwendet werden.

➤ VERSOL-Bereich

Einhaltung von Normen und Standards
VERSOL steriles apyrogenes Wasser ist ein Wasser von P.P.I.-Qualität und entspricht den entsprechenden Monographien des geltenden Europäischen Arzneibuchs. Klasse IIa DM (steril) und zertifiziert nach ISO 9001 und NF EN ISO 13485.

Anwendungen
Diese Flaschen werden für die Wundspülung verwendet und sind steril für den einmaligen Gebrauch. Darf nicht für Injektionen verwendet werden.

Auf Anfrage bereitgestellte Dokumente
(Analysebulletin)

Natriumchlorid 0,9 % steril Miniversol



Zusammensetzung: Nicht-apyrogen 0,9% NaCl.
Verpackung: Miniversol Sterile Natriumchlorid 0,9% Spülung und Bewässerung ist in Mengen von 45 ml bis 1 Liter erhältlich.
Die Chargennummer und das Verfallsdatum sind auf den Etiketten der Flaschen angegeben. Garantie ⇢ 1Jahr.
Indikationen und empfohlene Verwendungszwecke: physiologische Lösung zum Spülen, zur Bewässerung der Haut, von Wunden und chirurgischen Hohlräumen sowie zur allgemeinen Verwendung im Labor. Verwendung als Rohstoff für die Herstellung von nicht injizierbaren Arzneimitteln, Kulturmedien usw.
Auf Anfrage gelieferte Dokumente: Konformitätszertifikat mit der Monographie "gereinigtes Wasser in Behältern" des geltenden Europäischen Arzneibuchs und mit der Norm Iso 3696 Typ 3.

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
069808	Natriumchlorid 0,9 % steril Miniversol 45 ml	1	**AA -**
069818	Natriumchlorid 0,9 % steril Miniversol 250 ml	1	**AA -**
069810	Natriumchlorid 0,9 % steril Miniversol 1 Liter	1	**AA -**
069817B	Natriumchlorid 0,9 % Otec steril pyrogenfrei 500 ml	20	**AA -**