NEU

Himedia-Reihe

Himedia ist nach WHO GMP / ISO 9001 zertifiziert: 2000 / ISO 9001: 13485 /CE

- **Die Himedia-Qualitätssicherung basiert auf 4 Punkten:**
- **Prüfung von Rohstoffen**
- **Materialtests während Arbeit**
- **Prüfung von Fertigerzeugnissen**
- **Qualitätskontrolle von pflanzlichen Gewebekulturprodukten**

- **Medien für die Pflanzengewebekultur enthalten im Allgemeinen :**

-Wasser (von ausreichender Qualität für die Gewebekultur)
-Makronährstoffe (wie Zucker, Aminosäuren, Stickstoffquellen, Kaliumquellen, Phosphate, Magnesium, Kalzium, Schwefel)
-Mikronährstoffe (Vitamine, Spurenelemente usw.)
-Zusatzstoffe (Geliermittel, Holzkohle, usw.)
-Antibiotika (Fungizide, Bakterizide, usw.)
-Wachstumsregulatoren (Pflanzenhormone oder -präparate)

- **Die Zusammensetzungen variieren im Allgemeinen je nach Art der Pflanze (Gattung oder Spezies) und dem gezüchteten Gewebe (z. B. Meristem, Sämlinge, asymbiotische Samen).**

Gamborg B5 Medien

Für Zellkulturen und Suspensionszellen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490624	Basalmedium in Lösung 10x - 2 x 500 ml	AA -
490625	Basalmedium in Lösung 10x - 5 x 100 ml	AA -
490626	Mit CaCl2, Vitaminen, Saccharose ohne Agar für 1 l	AA -
490627	Mit CaCl2, Vitaminen, Saccharose und Agar für 1 l	AA -
490628	mit Vitamine ohne Agar und Saccharose für 1 l	AA -

Makro-Elemente

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490629	Makroelemente für 10 l	AA -
490630	Makroelemente (10x) 2 x 500 ml	AA -
490631	Makroelemente (10X) 5 x 100m l	AA -

Mikroelemente

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490632	Mikroelemente (100x) 1 x 100 ml	AA -

Vitamine

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490633	Vitamine in Lösung (1000x) 50 ml	AA -

Linsmaier und Skoog Medien

Organkultur, Kallus, Zellen in Suspension, Mikrovermehrung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490634	Mit CaCL2, Vitaminen, Saccharose ohne Agar für 1 l	AA -

Makro-Elemente

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490635	Makroelemente für 10 l	AA -
490636	Makroelemente Lösung(10x) - 2 x 500 ml	AA -
490637	Makroelemente Lösung(10x) - 5 x 100 ml	AA -

Mikroelemente

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490638	Makroelemente Lösung(100x) - 1 x 100 ml	AA -

Vitamine

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490639	Vitaminlösung (1000X) - 1 x 50 ml	AA -

Murashige & Skoog Medien

Organkultur, Kallus, Suspensionszellen, Mikrovermehrung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490645	Basallösung 10X - 5 x 100 ml	AA -
490646	Basallösung 10X - 2 x 500 ml	AA -
490640	mit Vitamine, 3% Saccharose ohne CaCl2 und Agar für 1 l	AA -
490641	mit Vitamine ohne CaCl2, Saccharose und Agar für 5l	AA -
490642	mit Vitamine, CaCl2 ohne Saccharose und Agar für 5l	AA -
490643	mit Vitamine, CaCl2 und 3% Saccharose ohne Agar für 1 l	AA -
490644	mit Vitamine, CaCl2, 3% Saccharose und Agar für 1l	AA -

Makro-Elemente

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490648	Makroelemente für 10 l	AA -

Mikroelemente

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490649	Makroelemente Lösung(100x) - 1 x 100 ml	AA -

Vitamine

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490650	(100X) 1 Ampulle	AA -
490651	Murashige & Skoog geändert Vitamine (1000x) in Lösung - 1 x 50 ml	AA -
490652	Vitamine (1000x) in Lösung - 1 x 50 ml	AA -

Hogland's Medium

Hydroponik

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490653	Hoagland no 2 Basis-Salzmischung 10 x 1 l	AA -