Himedia-Reihe (Fortsetzung)

NEU

Pulvrige Geliermittel

Bezeichnung	CleriGar™	CleriGel™ Ultra	CleriGel™ Super
Art. Nr.	490656	490657	490658
Darstellung	Weißes bis cremefarbenes homogenes fließfähiges Pulver		
Löslichkeit	Klar bis leicht trübe bei 0,5 g in 100 ml Wasser nach dem Sieden	Klar bis leicht trübe bei 0,2 g in 100 ml Wasser nach dem Sieden	Klar bis leicht trübe bei 0,2 g in 100 ml Wasser nach dem Sieden
Klarheit	Transparentes Gel, das sich beim Abkühlen bildet		
Verlust beim Trocknen	≤ 20%	≤ 15%	≤ 15%
Übertragung	-	≥ 80%	≥ 80%
Gelierkraft	-	500 - 700 g/cm^2	400 - 700 g/cm^2
Anwendung	3 - 5 g/l	2 - 2,5 g/l	1,8 - 2,5 g/l

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol. (g)	CHF
490654	Agar-Pulver	500	AA -
490655	Carrageenan	500	AA -
490656	CleriGar	500	AA -
490657	CleriGel Ultra	100	AA -
490658	CleriGel Super	100	AA -

Wachstumsregulatoren

Fördert die Zellteilung, das Zellwachstum, die Blüte, die Fruchtbildung und die Samenbildung.

Auxine

Auxin fördert das Wurzelwachstum.

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
490659	2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	100 g	AA -
490660	Indol-3-Essigsäure (IAA)	5 mg	AA -
490661	Indol-3-Buttersäure (IBA)	5 g	AA -
490662	Essigsäure A-Naphthalin (NAA)	25 g	AA -

Cytokinine

Stimuliert das Knospenwachstum.

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
490663	Adenin-Sulfat	10 g	AA -
490664	6-Benzyladenin (6- BAP)	1 g	AA -
490665	n6- (2-Isopentyl) Adenin	1 g	AA -
490666	Kinetine	1 g	AA -
490667	Thidiazuron (TDZ)	1 g	AA -
490668	Meta-Topolin	25 mg	AA -
490669	Zeatine	50 mg	AA -

Gibberelline

Sie regulieren verschiedene Entwicklungsprozesse, darunter Stammverlängerung, Keimung, Keimruhe, Blüte, Blütenentwicklung sowie Blatt- und Fruchtseneszenz.

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
490670	Gibberellinsäure (GA3)	1 g	AA -

Weitere

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
490671	Abscisinsäure: Wachstumshemmend	100 mg	AA -
490672	Maleinsäurehydrazid	100 g	AA -
490673	Phloroglucinol	25 g	AA -
490674	Picloram	5 g	AA -
490675	Putrescin-Dihydrochlorid	1 g	AA -
490676	Spermidin	1 g	AA -
490677	2,4,5 Trichlorphenoxyessigsäure	25 g	AA -

Antibiotika - Antimikrobielle Mittel

Pilzhemmende Antibiotika

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
490678	Amoxycillin	10 g	AA -
490682	Amoxycillin / Clavulansäure (Augmentin)	2 g	AA -
490680	Amphotericin B	10 g	AA -
490681	Carbendazim	5 g	AA -
490679	Carbenicillin-Natrium	10 g	AA -
490683	Colistin-Sulfat	1 g	AA -
490684	Kanamycin-Sulfat-Säure	25 g	AA -
490686	Miconazol-Nitrat	25 g	AA -
490688	Ribavirin	10 mg	AA -
490687	Rifampicin	25 g	AA -
490689	Streptomycin-Sulfat	100 g	AA -
490685	Timentin	2 g	AA -

Antimikrobielle Ergänzung - Desinfektionsmittel

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
490690	Antimikrobielle Ergänzung	50 ml	AA -
490691	Kalziumhypochlorit	500 g	AA -
490692	Wasserstoffperoxyd	100 ml	AA -
490693	Silbernitrat	10 g	AA -
490694	Tween 20®	500 ml	AA -



Andere Antibiotika auf Anfrage

Chemische Elemente

Aminosäuren

Glycin dient als Quelle für Aminosäuren
Andere Aminosäuren auf Anfrage.

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
490695	Glycin	500 g	AA -

Puffer

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
490696	MES-Puffer	25 g	AA -

Enzyme

Protoplasten sind kugelförmige nackte Pflanzenzellen, die durch die Entfernung der Zellwand mit Hilfe von Verdauungsenzymen entstehen. Pflanzenprotoplasten können in bestimmten Medien gezüchtet werden und bilden eine neue Zellwand, teilen sich und regenerieren sich in vielen Fällen zu vollständigen Pflanzen.

Die enzymatische Methode ist eine weit verbreitete Technik für die Isolierung von Protoplasten.
Zu den Vorteilen der enzymatischen Methode gehören eine gute Ausbeute an lebensfähigen Zellen und eine minimale oder keine Schädigung der Protoplasten.

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol.	CHF
490697	Cellulase	5 ku	AA -
490698	Makrozyme	1 g	AA -
490699	Pektinase	5 ku	AA -
490700	Pektolyase	25 ml	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com